

Verbeter uw bescherming.

**EuroSept® Xtra Instrument
Disinfection Concentrate Virucidal**



**WAARDE EN
KWALITEIT**



BETROUWBAAR



PRODUCTKEUZE

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate Virucidal



Voordelen

- Doeltreffende formule met een milde pH die uiterst compatibel is met andere materialen
- Geschikt voor ultrasoon bad
- Niet-corrosieve, laagschuimende formule
- Aldehyde- en perzuurvrij
- Geconcentreerde formule met het oog op minder verpakkingsmateriaal en meer duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing

Voor de handmatige en eindontsmetting van niet-kritieke en semi-kritieke medische en chirurgische instrumenten in het dompelproces. Niet geschikt voor de terminale ontsmetting van kritieke medische instrumenten.

Fysieke gegevens

Conditie	Concentratie en blootstellingsduur
Bacteriën en Candida albicans (EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562 en VAH) (vuile condities)	2,0% 15 min. 1,0% 60 min.
TbB (M. terrae) in overeenstemming met EN 14348, EN 14563 (schone condities)	2,0% 15 min. 1,0% 60 min.
'Beperkt virucide' (omhulde virussen zoals HBV, HCV, HIV) in overeenstemming met RKI/DVV (vuile condities)	2,0% 15 min. 1,0% 60 min.
Norovirussen in overeenstemming met EN 14476 (vuile condities)	3,0% 15 min.
Adenovirussen in overeenstemming met EN 14476 (schone condities)	1,5% 60 min. 3,0% 15 min.
Polyoma SV 40 in overeenstemming met RKI/DVV (met condities)	3,0% 15 min.
'Virucide' (niet-omhulde virussen zoals adeno-, noro-, poliovirussen) in overeenstemming met EN 14476 (schone condities)	3,0% 30 min.
Schimmels (A. brasiliensis) in overeenstemming met EN 13624, EN 14562 (schone condities)	3,0% 60 min.
Sporen (C. difficile) in overeenstemming met EN 13704 (schone condities)	3,0% 60 min.

Ingrediënten

100 g bevat: 8,0 g didecylmethylammoniumchloride; 5,0 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecyl-propaan-1,3-diamine

**EuroSept Xtra Instrument
Disinfection Concentrate Virucidal**

5L.....Artikelnr. 9884868

Voor meer **HENRY SCHEIN HUISMERKPRODUCTEN**
ga naar onze website **WWW.HENRYSCHEIN.NL**.