



CleanJoy

PÂTE DE NETTOYAGE ET DE POLISSAGE AU
FLUORURE EN TROIS GRAINS D'ABRASION

Nettoyage efficace, tout en étant très doux

La base de la prophylaxie contre les caries, la parodontite et la péri-implantite est, à côté de l'hygiène buccale soigneuse à la maison, un nettoyage dentaire professionnel régulier. CleanJoy a été développé pour faciliter le nettoyage dentaire au mieux, et aussi pour donner au patient une expérience positive. CleanJoy est le nouveau système de pâtes prophylactiques et de nettoyage de VOCO, proposé au goût de menthe léger et agréable. Avec ce système, des plaques dentaires molles ou dures ainsi que des décolorations peuvent être éliminés soigneusement et doucement des tissus dentaires, d'obturations, d'implants et de restaurations prothétiques. La pâte « grain fin » est peu abrasive : pour cette raison, elle est également indiquée pour le polissage après l'utilisation d'un appareil de sablage. Par l'utilisation finale de CleanJoy des surfaces lisses sont créées, ce qui rend difficile l'apparition d'un nouveau dépôt de bactéries de plaque et de décolorations. Ce sont les conditions idéales pour une santé buccale de longue durée.

Manipulation et consistance

CleanJoy se distingue par sa consistance bien adaptée et son homogénéité. La pâte de prophylaxie est stable et souple en même temps. Cela permet un dosage exact et évite que la pâte gicle lors de son utilisation avec n'importe quel instrument (brossette ou cupule) avec lequel on a travaillé. La consistance homogène et la stabilité garantissent une bonne mouillabilité ce qui permet au matériau de rester sur les surfaces à traiter. L'enlèvement de la pâte au jet d'eau se fait ensuite également facilement.

Le code couleurs – Trois grains pour des résultats idéaux

CleanJoy est un système de nettoyage avec trois pâtes bien adaptées, qui convainquent également séparément par leur efficacité et l'effet ménageant sur les tissus dentaires. En fonction des plaques et des décolorations, on peut utiliser soit la pâte « gros grain », « grain moyen » ou « grain fin ». Néanmoins, dans tous les cas il faut utiliser la pâte à grain fin pour le polissage final. Le degré d'abrasion a été adapté au code couleurs des feux de signalisation :

Pâte rouge (gros grain – valeur RDA* = 195) : Les plaques et les colorations particulièrement fortes et persistantes peuvent être éliminées de manière efficace et douce.

Pâte jaune (grain moyen – valeur RDA* = 127) : Les plaques légères à moyennes peuvent être parfaitement éliminées.

Pâte verte (grain fin – valeur RDA* = 16) : Avec cette pâte les plaques légères peuvent être éliminées. Elle peut également être utilisée pour le nettoyage d'implants. Cette pâte est nécessaire pour le polissage final après l'utilisation des pâtes rouge et / ou jaune. En plus, elle peut être utilisée après l'utilisation d'un appareil de sablage.

Des surfaces lisses, les fluorures et le xylitol : la base idéale jusqu'au prochain nettoyage dentaire professionnel

Toutes les pâtes prophylactiques du système CleanJoy contiennent des fluorures (700 ppm) et du xylitol. Les fluorures renforcent les tissus dentaires et ont un effet reminéralisant. Le xylitol a un effet bactériostatique prouvé. Des surfaces lisses en combinaison avec le xylitol rendent le dépôt ou la colonisation de bactéries de plaque plus difficile.

* Valeur RDA selon DIN EN ISO 11609

Cas 1



Des légères dyschromies extrinsèques dans le secteur des antérieures du maxillaire inférieur



Utilisation de la pâte de nettoyage jaune



Polissage finale avec la pâte de polissage verte



Des surfaces dentaires propres et lisses

Cas 2



Des fortes dyschromies extrinsèques dans le secteur des antérieures du maxillaire inférieur



Traitement des surfaces dentaires avec la pâte rouge



Polissage finale avec la pâte de polissage verte



Des surfaces dentaires propres et lisses

Source : Dr. Sanzio Marques, Passos, Brésil



Photo : Bonn Medien

Andrea Beyer, assistante dentaire spécialisée dans le secteur prophylaxie et orthodontie, Münchenhausen (Allemagne) : « Les nettoyages dentaires professionnels sont de plus en plus demandés par des patients de tout groupe d'âge. Pour cette raison, notre équipe a cherché depuis longtemps une pâte de nettoyage qui élimine les plaques persistantes et nettoie la dent doucement. D'autre part, pour nos patients jeunes, nous souhaitons avoir une pâte prophylactique qu'on peut utiliser sans scrupules non seulement chez les enfants en général, mais également et en particulier chez les enfants portant de multiband. Une pâte nettoyante, qui ne laisse pas une impression rugueuse et qui n'abîme pas les brackets.

Avec CleanJoy de VOCO nous avons maintenant trouvé une pâte qu'on peut utiliser avec joie et qui permet d'être utilisé individuellement pour chaque patient selon le degré de décoloration des dents, grâce aux « codes couleurs ». Si on l'utilise de rouge (pour les plus fortes dyschromies) à vert (pour les plus petites décolorations) il reste une impression satinée sans endroits rugueux. Nous avons fait les meilleures expériences en combinaison de CleanJoy avec des cupules de nettoyage en silicone. »

CleanJoy

SIMPLEMENT PRATIQUE

Indications

Elimination des plaques dentaires superficielles molles ou dures

Elimination des dyschromies extrinsèques (par ex. décolorations liées au café, au thé ou au tabac)

Polissage des surfaces dentaires dans le cadre d'un nettoyage dentaire professionnel, avant de blanchir et après avoir retiré les appareils orthodontiques fixes

Nettoyage et polissage d'obturations dans le cadre d'un nettoyage dentaire professionnel

Elimination des traces de matériau de fixation temporaire avant le collage définitif (scellement) de la restauration



Avantages

- Ne coule pas, consistance homogène
- Ne gicle pas (2.000 à 3.000 t / min.)
- Disponible en trois grains d'abrasion, ainsi bonne adaptation individuelle à la situation
- Code couleurs : utilisation simple et sans risque de confusion
- Peut être utilisé avec tous les instruments habituels (brossettes, cupules, etc.)
- Contient des fluorures (700 ppm)
- Contient du xylitol (effet bactériostatique)
- Le degré d'abrasion de la pâte de polissage verte est très faible, pour cette raison elle peut également être utilisée pour le nettoyage d'implants

Présentations

- | | |
|----------|------------------------|
| REF 2090 | Tube 100 g grain fin |
| REF 2091 | Tube 100 g grain moyen |
| REF 2092 | Tube 100 g gros grain |

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140

info@voco.com
www.voco.fr

Distributeur :