

Un classique polyvalent

ProBase®

Hot
& Cold

Résine de base PMMA
professionnelle



Making People Smile*

* Vous donner le sourire

Par des professionnels pour des professionnels

ProBase, notre résine de base haut de gamme, est le résultat de nombreuses années d'expérience dans les techniques de coulée et de pressée conventionnelles. Ce matériau offre des propriétés de mise en œuvre agréables et un large choix de teintes.

Pour plus de confort dans l'utilisation des résines de base.

De nombreuses possibilités

ProBase Hot

- ✓ Cette résine de base thermopolymérisable est conçue pour la technique de pressée conventionnelle (mise en moufle)
- ✓ Consistance agréable
- ✓ Trois méthodes de polymérisation différentes

ProBase Cold

- ✓ Cette résine de base autopolymérisante est conçue pour les techniques de coulée et de pressée
- ✓ Excellentes propriétés d'écoulement et de moulage
- ✓ Disponible dans une teinte supplémentaire pour un meilleur effet de masquage

Teintes des résines de base Ivoclar

- ✓ Standard de teinte uniforme pour les différents systèmes
- ✓ Conformité de la teinte entre les matériaux de polymérisation à chaud et à froid
- ✓ Matériaux de polymérisation à froid : conviennent également pour les réparations et les rebasages

Options de teintes supplémentaires

- ✓ Caractérisations individuelles avec notre composite de laboratoire photopolymérisable SR Nexco
- ✓ Masses gingivales conçues pour les besoins individuels des patients
- ✓ Autres teintes gingivales intensives



Vue d'ensemble	ProBase Hot	ProBase Cold
Technique de mise en œuvre	Technique de pressée	Technique de pressée Technique de coulée
Teintes	8	9
	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S	Clear Pink Pink-V US-L US-P 36 P-V Pink-V Implant S Preference
Matériau	PMMA conventionnel	

Les prothèses dentaires amovibles conventionnelles redonnent personnalité et fonctionnalité



Pré-enregistrement de la relation intermaxillaire

La précision dès le début du processus avec Centric Tray



Prise d'empreintes primaires

Centricité au point près avec Gnathometer M



Enregistrement

Des résultats réussis en un rien de temps avec UTS 3D



Conception

Des prothèses personnalisées grâce à nos gammes de dents artificielles



Essayage

Des résultats prévisibles, vérifiés sur le patient



Finitions

Des résines de base polyvalentes pour les techniques de coulée, de pressée et d'injection



Entretien

Des soins préventifs efficaces avec la gamme de produits Cervitec

La gamme des produits peut varier selon les pays.

ProBase est un dispositif médical de Classe IIa / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Cervitec est un dispositif médical de Classe III / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur l'étiquetage. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie. A00123 - RCS Annecy B 204 420 544 - Imprimé en France