

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™ E.P.

G a m m e s h a u t e s p e r f o r m a n c e s

Gant d'examen médical en nitrile, non poudré, à manchette allongée, avec une forte barrière de protection

- **Coupe confortable** : ce gant non stérile est fabriqué à partir d'une formulation synthétique plus souple pour une coupe et une sensation plus confortables, et offre une résistance élevée à la déchirure pour une protection optimale.
- **Facilité d'enfilage** : la surface intérieure chlorée garantit un enfilage facile.
- **Protection étendue** : Grâce à sa manchette allongée, ce gant convient aux scénarios nécessitant une protection supplémentaire du poignet.
- **Résistance chimique** : Ces gants présentent une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques couramment utilisés.
- **Réduction du risque d'allergie** : Ces gants en nitrile protègent également contre les allergies au latex de type I.
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie*.

*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Procédures d'examen prolongées et à risque élevé
- Sites respectueux de l'environnement
- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™ E.P.

G a m m e s h a u t e s p e r f o r m a n c e s

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Manchette longue
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Entièrement adhésiée
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.10 / 3.9
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.12 / 4.7	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Longueur du gant	295 / 11,6
Segmentation des produits	Gammes hautes performances		

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	700121	700122	700123	700124	700125

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contact alimentaire, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Dibutylthiocarbamate de zinc	Diéthylthiocarbamate de zinc (ZDEC)
Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.	

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail :
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.