

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

G a m m e s h a u t e s p e r f o r m a n c e s

Gant d'examen médical en nitrile avec une forte barrière de protection


- **Confortable** : Fabriqué à partir d'une formulation synthétique souple pour un ajustement et une sensation confortables.
- **Durabilité accrue** : conçu pour la solidité et la résistance à la déchirure
- **Facilité d'enfilage** : le revêtement intérieur chloré facilite l'enfilage.
- **Protection contre les éclaboussures de produits chimiques** : Ces gants résistent à une série de produits chimiques utilisés par les professionnels de la santé.
- **Réduction du risque d'allergie** : Le matériau nitrile réduit le risque d'allergies au latex de type I
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie*.

*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Procédures d'examen standard et à risque modéré
- Sites respectueux de l'environnement
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

Gammes hautes performances

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Manchette longue
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Entièrement adhésivée
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/mil)	0.10 / 3.9
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.12 / 4.7	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Stérile	Non
Antistatique	Non testé	Longueur du gant	240 / 9,5
Segmentation des produits	Gammes hautes performances		

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	700111	700112	700113	700114	700115

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Contact alimentaire, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Diéthylidithiocarbamate de zinc (ZDEC)	Dibutylidithiocarbamate de zinc
Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.	

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) : luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail : apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com