

CanalPro™

Distributeur de solution

Système modulaire innovant pour le remplissage sûr et efficace des seringues avec des solutions d'irrigation endo



- Protection contre les contaminations
- Utilisation rapide à une main
- Sécurité améliorée, le risque de confusion de seringue est minimisé par le code couleur



CanalPro™ Distributeur de solution	RÉF.
CanalPro™ Distributeur de solution sur table (1 × support pour bouteille incl. base, 3 × CanalPro bouchons pour station)	60031347
CanalPro™ Distributeur de solution mural (1 × support mural pour bouteille, 3 × CanalPro bouchons pour station)	60031348
CanalPro™ Bouchon pour station (bouchon avec système luer lock intégré)	60019662
CanalPro™ Solutions d'irrigation	
CanalPro™ NaOCl 3 %, 500 ml	60019655V
CanalPro™ NaOCl 6 %, 500 ml	60019656V
CanalPro™ EDTA 17 %, 500 ml	60019651
CanalPro™ EDTA 17 %, 100 ml	60019654
CanalPro™ CHX 2 %, 500 ml	60019658
CanalPro™ CHX 2 %, 100 ml	60019659
CanalPro™ Seringues colorées	
CanalPro™ colour 5 ml seringues rouges, 50 pcs	60019321
CanalPro™ colour 5 ml seringues bleues, 50 pcs	60019322
CanalPro™ colour 5 ml seringues jaunes, 50 pcs	60019323
CanalPro™ colour 5 ml seringues blanches, 50 pcs	60019324
CanalPro™ colour 10 ml seringues rouges, 50 pcs	60011173
CanalPro™ colour 10 ml seringues bleues, 50 pcs	60011174
CanalPro™ colour 10 ml seringues jaunes, 50 pcs	60011175
CanalPro™ colour 10 ml seringues blanches, 50 pcs	60011176
Emboutis d'irrigation	
CanalPro™ aiguilles à ouverture latérale 27 ga, 100 pcs	60011167
CanalPro™ aiguilles à ouverture latérale 30 ga, 100 pcs	60011168
CanalPro™ aiguilles à orifice latéral 27 ga, 100 pcs	60011169
CanalPro™ aiguilles à orifice latéral 30 ga, 100 pcs	60011170



© COLTENE – www.coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
 Raiffeisenstraße 30
 89129 Langenau / Allemagne
 Tél. : +49 (0)7345 805 0
 Fax : +49 (0)7345 805 201
info.de@coltene.com