

ceramir®

CROWN & BRIDGE
QUIKCAP



Een biokeramisch tandheelkundig cement bedoeld voor conventionele permanente cementering

REDENEN OM CERAMIR® CROWN & BRIDGE CEMENT TE GEBRUIKEN

- **Gebruiksgemak:**

Minder stappen, eenvoudige plaatsing, royale werktijd en , eenvoudige verwijdering van overtollig cement.

- **Ervaring van de patiënt:**

Minder tijd in de stoel. Niet irriterend voor de pulpa. Geen postoperatieve gevoeligheid, biocompatibel.

- **Bespaar tijd en geld:**

Geen extra materiaal of voorbehandeling nodig.

- **Minimaliseert het risico op secundair tandbederf:**

Integreert met de tandstructuur om een permanente afdichting te creëren. Hydroxyapatiëtvorming op het cementoppervlak occludeert marginale openingen.

- **Permanent en radiopaak**



PRODUCTBESCHRIJVING

Cement Ceramir Crown & is een biokeramisch tandheelkundig cement dat ontworpen is voor het cementeren van diverse prothesen. Het kan worden gebruikt bij elke preparatie die geschikt is voor conventionele cementering en met elk prothesemateriaal dat een hoge sterkte heeft en geschikt is voor conventionele cementen, zoals zirkonia, lithiumdisilicaat, metalen, enzovoort. Het is permanent en radiopaak.

Het hoofdbestanddeel in het poeder is calciumaluminaat en de vloeistof water. Het cement, dat uithardt door een chemische reactie, is zelfhardend.

Ons Ceramir Crown & Bridge tandheelkundig cement wordt geleverd in de handige QuikCap capsule en is direct klaar om te mengen en aan te brengen. Met één capsule kunt u een minimale hoeveelheid van 0,17 ml gemengd cement verkrijgen. Om het QuikCap systeem te gebruiken, heeft u een capsulermenger en een applicator nodig. Speciaal voor het QuikCap-systeem is de Ceramir Applicator 2 ontworpen, waarmee tandartsen een optimale ervaring kunnen hebben.

BEOOGD GEBRUIK

Voor permanent cementeren van:

- Op metaal gesmolten kronen en bruggen van metaal en porselein
- Gouden inlays en onlays
- Gegoten of geprefabriceerde metalen stiften
- Keramische kronen en bruggen met hoge sterkte die geschikt zijn voor conventionele cementering (bijv. zirkonia, lumina en lithiumdisilicaat)

ART. DESCRIPTION

40030 Ceramir® Crown & Bridge - 20 capsules
 40029 Ceramir® Crown & Bridge - 5 capsules
 40027 Ceramir® Applicator 2



Ceramir Applicator 2