

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GANTS CHIRURGICAUX

Gants chirurgicaux stériles en néoprène, sans latex, pour plus de sensibilité et de dextérité

- **Inégalée protection contre les allergies** : Fabriqués à partir de polymères synthétiques et d'une formulation 100% sans accélérateur chimique, ces gants chirurgicaux stériles éliminent le risque d'allergie au latex de type I et le potentiel de développement d'allergies chimiques de type IV causées par les accélérateurs chimiques.
- **Sensibilité tactile et confort accrus** : L'ultra-fin d'Ansell permet d'obtenir un 30 % plus fin* gants en néoprène et d'améliorer l'utilisation de l'utilisateur, dextérité et le confort sans compromettre la durabilité.
- **Poignée renforcée** : La finition microtexture des gants stériles GAMMEX des gants stériles GAMMEX® Non-Latex Sensitive permettent une manipulation sécurisée des chirurgicaux chirurgicaux.
- **Facilité d'enfilage et de retrait** : Son revêtement interne unique facilite l'enfilage des mains humides ou sèches.
- **Testé chimiquement** Testé selon la norme ASTM D6978 Ces produits GAMMEX sans latex sans latex sont peut être utilisés en toute sécurité avec une large gamme de médicaments de chimiothérapie**

*Comparé aux gants en néoprène standard d'Ansell

Recommandé pour

- Toutes les procédures chirurgicales, y compris les opérations délicates ophtalmologiques, cardiovasculaires et de microchirurgie
- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Utilisation comme gant externe dans les applications de double gantage

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



GAMMEX® Des innovations qui vous protègent

À la pointe de l'innovation, les gants chirurgicaux GAMMEX® sont conçus pour suivre l'évolution des besoins du personnel en milieu chirurgical. Formules exclusives, technologies de pointe, confort ergonomique et protection supérieure : autant d'atouts sur lesquels les professionnels de la santé du monde entier peuvent compter lorsqu'ils nous confient leurs mains.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

GANTS CHIRURGICAUX

INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Néoprène (polychloroprène)
Teneur en poudre	Sans poudre
Couleur	Naturel
Épaisseur	Micro
Modèle de manchette	Bord roulé avec SUREFIT™ Technology
Surface externe du gant	Lisse avec finition micro-adhésivée
Surface interne du gant	Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™
Prévention des allergies	Latex (Type I), produits chimiques (Type IV)
Niveau de préhension	Modéré
Recommandation de double gantage	Gant externe
Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65
Stérile	Oui
Normes du produit	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Normes de qualité/environnementales	EN 556, ISO 11137 - Partie 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Conditionnement	50 paires par boîte ; 4 boîtes par carton ; 200 paires par carton
Durée limite de stockage	Trois ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Néant

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Code produit	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail : insidesalesus@ansell.com
Sandel Tél. (États-Unis): 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Amérique centrale et du Sud
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Brésil
Tél. : +55 11 3356 3100
E-mail : luvass.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Inde
Tél. : +91 22 38124500
E-mail : info.india@ansell.com
Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail : protection@ap.ansell.com
Chine
Tél. : +86(21) 3827 5005
E-mail : infochina@ansell.com