

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Steriele neopreen chirurgische handschoenen zonder latex voor meer gevoeligheid en beweeglijkheid

- **Ongeëvenaard allergiebescherming:** Deze steriele chirurgische handschoenen, gemaakt van synthetische polymeren en een 100% chemische versneller-vrije samenstelling, elimineren het risico van een Type I latexallergie en het potentieel van het ontwikkelen van Type IV chemischeallergieën veroorzaakt door chemische versnellers.
- **Verhoogde tastgevoeligheid en comfort:** Ansell's ultra-dunne technologie resulteert in een 30% dunner* neopreen handschoen to verder verbeteren dragergevoeligheid, beweeglijkheden comfort zonder afbreuk te doen aan duurzaamheid
- **Verbeterde grip:** De afwerking met microstructuur van GAMMEX® Non-Latex Sensitive steriele handschoenen maakt het mogelijk veilig hanteren van chirurgische instrumenten
- **Gemakkelijk aan- en uittrekken:** De unieke interne coating vergemakkelijkt het aantrekken van zowel vochtige als droge handen.
- **Op chemo getest** volgens ASTM D6978 zijn deze GAMMEX® latexvrije handschoenen veilig te gebruiken met een groot aantal chemotherapiemedicijnen**

**Vergeleken met de standaard neopreenhandschoenen van Ansell*

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX® Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX®-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX® Non-Latex Sensitive

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buitenhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL 0,65
Steriel	Ja
Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN 556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Geen

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Productcode	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel.: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel VS Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com