

ÉÉN ASSORTIMENT VOOR AL UW BEHOEFTE OP HET GEBIED VAN THERMISCHE DESINFECTIE



9883990

HS EUROSEPT® XTRA THERMO CLEANSER 5L

Alkalische reinigingsvloeistof (pH 14) voor krachtige machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten. Gebruik in combinatie met EuroSept® Xtra Thermo Neutralizer voor het dagelijks verwerken van instrumenten.



9884364

HS EUROSEPT® XTRA THERMO POWDER 4.5KG

Alkalisch reinigingspoeder (pH >12) voor machinale reiniging van tandheelkundige instrumenten. Gebruik in combinatie met EuroSept® Xtra Thermo Neutralizer voor het dagelijks verwerken van instrumenten.



9883989

HS EUROSEPT® XTRA THERMO NEUTRALIZER 5L

Gebruik Neutralizer na gebruik van reinigingsmiddelen met een hoge pH, zoals EuroSept® Xtra Thermo Powder en EuroSept® Xtra Thermo Cleanser, om uw instrumenten te beschermen.

NIUW!



9889743

HS EUROSEPT® XTRA THERMO CLEANER MILD 5L

Enzymatische reinigingsvloeistof (pH >9) voor een milde machinale reiniging van kwetsbare instrumenten, medisch-technische instrumenten en laboratoriumglas. Geen neutralisator nodig. Voor extra glans, snel en streeploos drogen gebruikt u EuroSept® Thermo Rinse.



9883987

HS EUROSEPT® XTRA THERMO RINSE 1L

Spoelmiddel (pH-neutraal) voor het automatisch verwerken van medische instrumenten en gebruiksvoorwerpen in de thermodesinfector (desinfecteermachine) na het reinigingsproces. Voor snel en streeploos drogen, verkort de droogtijd aanzienlijk en verbetert het drooggedrag en de glans.

Zie de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie.

Bestel vandaag nog op **HENRYSCHEIN.NL**



WAARDE EN KWALITEIT



VERTROUWD EN BETROUWBAAR



PRODUCTSELECTIE