

Snelwerkende virusdoding voor gevoelige oppervlakken.

**EuroSept Xtra Surface Disinfection
Virucidal Alcohol Free**



WAARDE & KWALITEIT



BETROUWBAAR



PRODUCTSELECTIE

EuroSept Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free



Voordelen

- Geschikt voor gebruik op alcoholgevoelige oppervlakken
- Breed werkingsspectrum
- Snelwerkende, kant-en-klare formule
- Volledig virusdodend
- Geschikt voor terminale desinfectie wanneer thermische sterilisatie niet mogelijk is

Specificaties

Conditie's	Concentratie en blootstellingstijd
Bacteriën volgens EN 13727 en EN 13697 (hoge condities)	conc. 1 min.*
Candida albicans volgens EN 13624 en EN 13697 (hoge condities)	conc. 1 min.*
Tbc volgens EN14348 (M. terrae) (zuivere condities)	conc. 5 min.*
Viruciden volgens EN 14476 (zuivere condities)	conc. 2 min.*
Sporen (C. condities) volgens EN 13704 (zuivere condities)	conc. 60 min.*

Ingrediënten

100 g bevat: 0,48 g Didecyldimethylammoniumchloride, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propane 1,3-diamine

*Niet droogvegen voordat de blootstellingstijd voorbij is.

EuroSept Xtra Surface Disinfection Virucidal Alcohol Free

1 L met losse spraykop.....artikelnr. 9884889

5 L.....artikelnr. 9884891

Voor meer **Henry Schein Huismerkproducten** ga naar onze website
www.HENRYSCHEIN.nl.