

Desinfectie waarop u kunt rekenen.

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate



**WAARDE EN
KWALITEIT**



BETROUWBAAR



PRODUCTKEUZE

EuroSept® Xtra Instrument Disinfection Concentrate



Voordelen

- Breed werkingsspectrum
- Beperkt virucide
- Geschikt voor ultrasoon bad
- Aldehyde- en fenolvrij
- Niet-corrosieve formule die uiterst compatibel is met andere materialen
- Geconcentreerde formule met het oog op minder verpakkingsmateriaal en meer duurzaamheid

Gebruiksaanwijzing

Dit vloeistofconcentraat voor de eenvoudige herverwerking van instrumenten alvorens deze te steriliseren is bedoeld voor de handmatige ontsmetting en reiniging van medische instrumenten in het dompelproces met een brede werkingsgraad tegen bacteriën, schimmels en omhulde virussen.

Fysieke gegevens

Conditie

Bacteriën in overeenstemming met EN 13727, EN 14561 en VAH (vuile condities)

Candida albicans in overeenstemming met EN 13624, EN 14562, VAH (vuile condities)

Bacteriën en Candida albicans in een ultrasoon bad in overeenstemming met EN 14561 en EN 14562 (hoge condities)

Beperkt virucide' (omhulde virussen zoals HBV, HIV, HCV) in overeenstemming met DVV/RKI, EN 14476 en EN 17111 (hoge condities)

TB en mycobacteriën (M. terrae en M. avium) in overeenstemming met EN 14348 en EN 14563 (schone condities)

Concentratie en blootstellingsduur

1,5% 15 min. 1,0% 60 min.

1,5% 15 min. 1,0% 60 min.

1,0% 5 min.

1,5% 15 min.

4,0% 30 min. 3,0% 60 min.

Ingrediënten

100 g bevat: 4,4 g didecyldimethylammoniumchloride, 2,75 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropaan-1,3-diamine

EuroSept Xtra Instrument Disinfection Concentrate

2L.....Artikelnr. 9884863

5L.....Artikelnr. 9884864