

**Klaar voor gebruik.
Klaar om te desinfecteren.**

EuroSept Xtra Bur Disinfection



WAARDE & KWALITEIT



BETROUWBAAR



PRODUCTSELECTIE

EuroSept Xtra Bur Disinfection

Voordelen

- Kant-en-klaar; verdunnen niet nodig
- Breed werkingsspectrum
- Geschikt voor ultrasoon bad
- Universeel toepasbaar
- Aangename frisse geur



Specificaties

Conditie

Concentratie en blootstellingstijd

Bacteriën (incl. MRSA) volgens EN 13727, N14561, VAH (hoge condities)	conc. 5 min.
Gisten (Candida albicans) volgens EN 13624, EN 14562, VAH (hoge condities)	conc. 5 min.
"Bepoort virusdodend" (omhulde virussen als HBV, HIV, HCV) DVV/RKI en EN 17111 (hoge condities)	conc. 5 min.
Mycobacteriën (M. terrae en M. avium) EN 14348, EN 14563 (zuivere condities)	conc. 5 min.

Ingrediënten

100 g bevat: 0,396 g Didecyl-dimethylammoniumchloride,
0,2475 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propaan-1,3-diamine

EuroSept Xtra Bur Disinfection

2 L.....artikelnr. 9884830

5 L.....artikelnr. 9884831