

Snelwerkende, breedspectrum desinfectie.

EuroSept Xtra Surface Disinfection



WAARDE & KWALITEIT



BETROUWBAAR



PRODUCTSELECTIE

EuroSept Xtra Surface Disinfection

Voordelen

- Geschikt voor gebruik op alcoholgevoelige oppervlakken
- Geoptimaliseerd werkingsspectrum
- Kant-en-klare oplossing
- Snelwerkende formule



Specificaties

Conditie's

Bacteriën volgens EN 13727, N1276, EN 13697, EN16615 (hoge condities)
Candida albicans volgens EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615) (hoge condities)
Omhulde virussen (bijv. HBV, HIV, HCV) volgens EN14476 en EN 16777 (hoge condities)
Norovirussen (EN 14476) (zuivere condities) (EN 16777) (zuivere condities)
Adenovirus (EN 14476, EN 16777) (zuivere condities)
Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (zuivere condities)
"Beperkt virusdodend plus" (noro, adeno en rota virussen) (EN 14476) (zuivere condities) (EN 16777) (zuivere condities)

Concentratie en blootstellingstijd

conc. 1 min.
conc. 1 min.
conc. 1 min.
conc. 1 min.
conc. 1 min.
conc. 1 min.
conc. 1 min. conc. 2 min.

Ingrediënten

100 g bevat: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

EuroSept Xtra Surface Disinfection

1 L met losse spraykop.....artikelnr. 9884881
5 L.....artikelnr. 9884883

EuroSept Xtra Surface Disinfection lemon

1 L met losse spraykop.....artikelnr. 9884885
5 L.....artikelnr. 9884887

Voor meer **Henry Schein Huismerkproducten** ga naar onze website
www.HENRYSCHEIN.nl.