

Snelle desinfectie in een gebruiksklaar doekje.

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes



**WAARDE EN
KWALITEIT**



BETROUWBAAR



PRODUCTKEUZE

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes



Voordelen

- Breed antimicrobieel werkingsspectrum
- Gebruiksklare formule met zeer goede materiaalcompatibiliteit
- Snelle desinfectie zonder quaternaire ammoniumverbindingen (QAC)
- Innovatieve boosteradditieven

Fysieke gegevens

Conditie

Bacteriën volgens EN 13727, EN 1276, EN 13697 (vuile condities)

Candida albicans volgens EN 13624, EN 1650, EN 13697 (vuile condities)

Tbc (tuberculose) pathogeen (M. terrae) en mycobacteriën (M. avium) volgens EN 14348 (vuile condities)

"Limited virucidal" (omhulde virussen zoals HBV, HIV, HCV volgens EN 14476 en EN 16777) (vuile condities)

"Limited virucidal plus" (omhulde virussen, bijv. HBV, HIV, HCV) en noro-, adeno- en rotavirussen volgens EN 14476 en EN 16777 (vuile condities)

Adenovirussen (EN 14476, EN 16777) (schone condities)

Polyoma SV 40 (RKI/DVV) (schone condities)

Aanbrengstijden van de geïmpregneerde doekjes:
bacteriën en Candida albicans volgens EN 16615 en VAH (vuile condities)

Concentratie en blootstellingstijd

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 1 min. Alle maten

conc. 5 min. XS, S

conc. 2 min. L

conc. 1 min. M, XL

Ingrediënten 100 g vloeistof bevat: 20,0 g 1-Propanol; 5,0 g 2-Propanol

* Dit product werd voorheen verkocht als EuroSept Plus Surface Disinfection Wipes. Verpakkingen kunnen tijdens de overgang variëren.

EuroSept Plus oppervlaktedesinfectiedoekjes

XL Doekjes (30 x 30cm) 70 stuks.....Artikelnr. 9884937

L Doekjes (20 x 30cm) 80 stuks.....Artikelnr. 9884949

M Doekjes (15 x 30cm) 140 stuks.....Artikelnr. 9884936

S Dispenser (20 x 22 cm) 200 stuks.....Artikelnr. 9884002

S Navulling (20 x 22cm) 200 stuks.....Artikelnr. 9884003

XS Navulling (13 x 20 cm) 120 stuks.....Artikelnr. 9884196

XS Dispenser (13x20 cm) 120 stuks.....Artikelnr. 9884197

EuroSept Plus oppervlaktedesinfectiedoekjes citroen

S Dispenser (20 x 22 cm) 200 stuks.....Artikelnr. 9884951

S Navulling (20 x 22cm) 200 stuks.....Artikelnr. 9884950

Aanvullend product: Praktische doseeremmer.....Artikelnr. 9796544

Voor meer **HENRY SCHEIN HUISMERKPRODUCTEN**
ga naar onze website **WWW.HENRYSCHEIN.NL**.