

EUROSEPT® XTRA WATERLINE ABC

Werkzaamheid

- Vermindert ziektekiemen en voorkomt kiemgroei in het waterleidingssysteem van tandheelkundige behandelingseenheden.
- Voorkomt de vorming van biofilms in de watersystemen van tandheelkundige eenheden tijdens continue behandelingen.

EuroSept® Xtra Waterline ABC is met succes getest met de volgende microbiologische testmethoden:

PRODUCT	TOEPASSING	CONC.	PATHOGEEN	METHODE	BLOOTSTELLINGSTIJD	EVALUATIE
EuroSept® Xtra Waterline ABC Waterbehandeling (3,0% H ₂ O ₂)	intensieve desinfectie	50%	<i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i> , <i>E. coli</i>	EN 1276 EN 13697	15min.	Waterbehandeling werkt binnen 15 min. tegen de vermelde ziekteverwekkers (aanbevolen blootstellingstijd max.30 min.)
		50%	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697	15min.	
		50%	<i>Candida albicans</i> <i>Aspergillus brasiliensis</i>	EN 1650 EN 13697	15min.	
		50%	griepvirussen H1N1	EN 14476	1min.	
	intensieve desinfectie + verwijdering van biofilm	25%	biofilm (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>)	MBEC-test (ASTM-2799-17)	24 uur	Waterbehandeling vermindert biofilms als een verdunning van 12% binnen 24 uur
	continue reductie van ziektekiemen	0,35%	<i>Enterococcus hirae</i>	EN 13727	72 uur	Waterbehandeling werkt binnen 72 uur tegen de vermelde ziekteverwekkers (een langdurige blootstelling wordt beloofd)
		0,35%	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	EN 13727	72 uur	
		0,35%	<i>Staphylococcus aureus</i>	EN 13727	72 uur	

Compatibiliteit met materialen

De volgende materialen worden vaak gebruikt in waterlijnen van behandel eenheden en zijn getest door langdurige onderdompeling in EuroSept® Xtra Waterline ABC. Geen van deze materialen heeft materiële veranderingen laten zien. Er kon geen corrosie of verbrossing worden gedetecteerd.

KUNSTSTOFFEN	ELASTOMEREN	METALEN
Polytetrafluorethyleen (PTFE)	Rubber (NR)	Aluminium EN AW-1050A (geanodiseerd)
Polyethyleen terephthalate (PETP)	BUNA (SBR)	Staal 1.4003 ASTM S409
Polyvinylchloride (PVC)	Butylrubber (CIIR)	Staal 1.4462 ASTM A182F51
Polyethyleen (PE)	Neopreen (CR)	Staal 1.4404 ASTM 316L
Polypropyleen (PP)	Silicone	
Polyethersulfon (PES)	Fluor silicone	
Polycarbonaat (PC)	Ethyleenpropyleenrubber (EPM/EPDM)	
Polymethylmethacrylaat (PMMA)		

Belangrijke opmerking: Eventuele resten die op kunstleer of buitenoppervlakken van apparatuur vallen, moeten onmiddellijk met water worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

Zie de gebruiksaanwijzing van het product voor meer informatie.

Bestel vandaag op **HENRYSCHEIN.NL**



WAARDE EN
KWALITEIT



VERTROUWD EN
BETROUWBAAR



PRODUCTSELECTIE