

ZIRLUX® NIGHTGUARD & SPLINT PRINT RESIN - BUIGZAAM



Comfortabel en duurzaam

Combineert de vormvastheid die nodig is om tanden te beschermen tegen aandoeningen zoals bruxisme met extra flexibiliteit voor meer comfort voor de patiënt.



Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® NIGHTGUARD & SPLINT - BUIGZAAM

Zirlux® NIGHTGUARD & SPLINT - Buigzaam is een printvloeistof voor de vervaardiging van nachtbitjes, spalken, gebitsbeschermers, herpositioneringsbitjes en bleektrays. Deze hars voor 3D-printers met DLP-technologie (Digital Light Processing) hardt snel uit, met als gevolg een efficiëntere werkstroom en is ideaal voor printerinstellingen met hoge resolutie.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Buigzaamheid: biedt een comfortabele patiëntervaring terwijl de stevigheid en functionaliteit behouden blijven

Vlekbestendig: blijft er goed uitzien

Polijstbaar: voor een gladde, glanzende afwerking voor het comfort en de esthetiek van de patiënt

Gladde afwerking: biedt meer comfort voor de patiënt, voorkomt het ophopen van plaque en bevordert een betere werking

Getest en gevalideerd voor 3D-printers: ontworpen om compatibel te zijn met toonaangevende 3D-printers en aan te sluiten bij bestaande werkstromen

Biocompatibel: veilig voor intraoraal gebruik

BEVAT GEEN BPA, MMA OF FTALATEN

Eigenschap	Norm	Zirlux® Nightguard & Splint Print Resin - Buigzaam
Buigsterkte	ISO 20795-2	2,6 - 4,4 M
Buigmodulus	ASTM D790	1356
Treksterkte	ASTM D638	52
Young's modulus bij trekbelasting	ASTM D638	1790
Waterabsorptie	ISO 20795-2	< 18 µg/mm ³
Uitrekking bij breuk	ASTM D638	110%
Biocompatibiliteit	ISO 10993-1 en USP klasse VII	Geslaagd



Fles van 1 kg
5724001



**BEKIJK WELKE 3D-PRINTERS
ZIJN GEVALIDEERD VOOR
GEBRUIK MET ZIRLUX®
3D-PRINT RESINS**

Zirlux® 3D-Print Resins

NU BESCHIKBAAR VIA

HENRY SCHEIN®

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins