

ZIRLUX® NIGHTGUARD & SPLINT PRINT RESIN - VORMVAST



Sterk en toch comfortabel

Biedt de vormvastheid die nodig is om tanden te beschermen tegen aandoeningen zoals bruxisme.



Fles van 1 kg
5724002

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® NIGHTGUARD & SPLINT PRINT RESIN - VORMVAST

Zirlux® Nightguard & Splint Print Resin - Vormvast is een printvloeistof voor de vervaardiging van tandheelkundige spalken, nachtbitjes, gebitsbeschermers, herpositioneringsbitjes en bleektrays. Deze hars voor 3D-printers met DLP-technologie (Digital Light Processing) hardt snel uit, met als gevolg een efficiëntere werkstroom en is ideaal voor printerinstellingen met hoge resolutie

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Vormvast materiaal: ideaal voor toepassingen die structurele stevigheid vereisen, zoals harde spalken en nachtbitjes

Grote sterkte: bestand tegen vervorming onder spanning, dus gaat lang mee

Duurzaam: slijtvast materiaal dat niet vervormt na verloop van tijd

Polijstbaar: voor een gladde, glanzende afwerking voor het comfort en de esthetiek van de patiënt

Vlekbestendig: blijft er goed uitzien

Getest en gevalideerd voor 3D-printers: ontworpen om compatibel te zijn met toonaangevende 3D-printers en aan te sluiten bij bestaande workflows

Biocompatibel: veilig voor intraoraal gebruik

BEVAT GEEN BPA, MMA OF FTALATEN

Eigenschap	Norm	Zirlux® Nightguard & Splint Print Resin - Vormvast
Buigsterkte	ISO 20795-2	60-65 MPa
Buigmodulus	ISO 20795-2	1510-1600 MPa
Waterabsorptie	ISO 20795-2	< 18 µg/mm3
Uitrekking bij breuk	ASTM D638	9%
Biocompatibiliteit	ISO 10993	Geslaagd



Fles van 1 kg
5724002



**BEKIJK WELKE 3D-PRINTERS
ZIJN GEVALIDEERD VOOR
GEBRUIK MET ZIRLUX®
3D-PRINT RESINS**

Zirlux® 3D-Print Resins

NU BESCHIKBAAR VIA
HENRY SCHEIN®

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins