

ZIRLUX® GINGIVA MASK



**De natuur
moeiteloos
nabootsen**

Voelt en ziet eruit als natuurlijk
tandvlees.



Fles van 0,5 kg
5724004

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® GINGIVA MASK

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Simuleert tandvlees: verbetert het esthetische resultaat en geeft de patiënt meer vertrouwen

Eenvoudig aanpasbaar: maakt aanpassing mogelijk om optimale emergentieprofielen en anatomisch correcte ponticvormen te krijgen

Flexibel maar stevig: combineert flexibiliteit met structurele stabiliteit voor een perfecte functionaliteit

Geringe krimp: maatafwijkingen tijdens en na het printproces worden voorkomen

Getest en gevalideerd voor 3D-printers: ontworpen om compatibel te zijn met toonaangevende 3D-printers en aan te sluiten bij bestaande workflows



Fles van 0,5 kg
5724004

Eigenschap	Norm	Zirlux® Gingiva Mask
Treksterkte (MPa)	ASTM D638	2
Young's Modulus (MPa)	ASTM D638	4,6
Uitrekking bij breuk (%)	ASTM D638	41%



**BEKIJK WELKE 3D-PRINTERS
ZIJN GEVALIDEERD VOOR
GEBRUIK MET ZIRLUX®
3D-PRINT RESIN**

Zirlux® 3D-Print Resins

NU BESCHIKBAAR VIA
HENRY SCHEIN®

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins