

ZIRLUX® MODEL PRINT RESIN



Snel en nauwkeurig printen van modellen

Ontworpen voor 3D-printen van
tandheelkundige en orthodontische
modellen.



Fles van 1 kg -
Ivory
5724005

Fles van 1 kg -
Light Grey
5724006

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® MODEL PRINT RESIN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

Zirlux® Model Print Resin is ontworpen voor 3D-printen van tandheelkundige en orthodontische modellen

Twee opties: verkrijgbaar in lichtgrijs en ivoorkleur, beide geoptimaliseerd voor scherpe details

Snel printen: maakt snelle productie van tandheelkundige en orthodontische modellen mogelijk, waardoor efficiënter kan worden gewerkt

Precisie en nauwkeurigheid: legt de anatomische details vast voor betere communicatie met de patiënt en ondersteuning van het behandelplan

Middel waardoor model loslaat na het thermovormen: het geïntegreerde middel vergemakkelijkt de verwijdering na de thermovorming

Getest en gevalideerd voor 3D-printers: ontworpen om compatibel te zijn met toonaangevende 3D-printers en aan te sluiten bij bestaande workflows

Eigenschap	Norm	Zirlux® Model Print Resin
Maximale treksterkte	ASTM D638	> 50 MPa
Spanningsmodulus	ASTM D638	> 1700 MPa
Uitrekking bij breuk	ASTM D638	5%
Maximale buigsterkte	ASTM D790	> 70 MPa
Buigmodulus	ASTM D790	> 1940 MPa
Viscositeit bij 25C (cP)	ASTM D7867	500-600



Zirlux® Model Print Resin – Ivory

Fles van 1 kg
5724005

Zirlux® Model Print Resin – Light Grey

Fles van 1 kg
5724006



**BEKIJK WELKE 3D-PRINTERS
ZIJN GEVALIDEERD VOOR
GEBRUIK MET ZIRLUX®
3D-PRINT RESINS**

Zirlux® 3D-Print Resins

NU BESCHIKBAAR VIA
HENRY SCHEIN®

Ontdek waarom Zirlux® *geschikt is voor u.*
Ga voor meer informatie naar Zirlux.com/PrintResins