

HySolate SyntX Digue dentaire

La digue dentaire sans latex la plus avancée pour une isolation plus rapide et une étanchéité optimale.




Avantages

- ✓ Extrêmement élastique et résistante pour une stabilité et une isolation parfaites
- ✓ Mêmes performances d'étanchéité que les meilleures digues en latex
- ✓ Résistant au NaOCl (3 % et 6 %), à l'EDTA et au CHX
- ✓ Facile à positionner, même dans des situations chirurgicales complexes
- ✓ La couleur bleue améliore le contraste et offre une meilleure visibilité
- ✓ Préimprimée sur une face
- ✓ 100 % sans latex, digue en polyisoprène non allergène

Pourquoi HySolate SyntX ?

- 1 Ne se déchire pas lors de la mise en place
- 2 Isolation fiable à chaque utilisation
- 3 Préimprimée pour une perforation plus rapide



Digue préimprimée

La digue **HySolate SyntX** en **polyisoprène** offre une élasticité et une résistance à la déchirure élevées sans risque d'allergies liées au latex.



Cas clinique fourni par le Dr Alessio Zanza



« J'ai eu le plaisir de tester en avant-première la nouvelle digue HySolate SyntX de COLTENE et j'ai été vraiment impressionné. Sa facilité d'utilisation, associée à un matériau extrêmement élastique et résistant, rend chaque application rapide et précise. Les points de contact sont faciles à franchir sans risque de déchirure, tandis que la couleur optimise la focalisation visuelle et convient parfaitement à la photographie clinique. De plus, comme elle ne contient pas de latex, elle est également idéale pour les patients allergiques. Je la recommande vivement. »

Dr. Alessio Zanza, Rome, Italie

Informations pour la commande

TAILLE	ÉPAISSEUR	COULEUR	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ
152 × 152 mm 6" × 6"	moyenne	bleu	60037567	30
			60037568	75
127 × 127 mm 5" × 5"			60037566	30

Découvrez l'ensemble de la gamme HySolate, y compris les pinces, les instruments et les accessoires.

