

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

Sensibilité tactile élevée

Gant d'examen médical en nitrile, non poudré, avec prévention avancée des allergies

- **Tenue confortable** : ce gant en nitrile non stérile et sans accélérateur offre une tenue et une sensation confortables.
- **Protection de la barrière** : Ce gant offre un haut niveau de protection contre les perforations et une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques couramment utilisés.
- **Enfilage facile** : la surface intérieure chlorée permet un enfilage facile.
- **Réduction du risque d'allergie** : Le matériau nitrile prévient les allergies au latex de type I - La formulation 100 % sans thiurame réduit considérablement le risque d'allergies de type IV
- **Bonne prise en main** : les doigts microtexturés assurent une bonne prise en main, que ce soit sur le mouillé ou sur le sec.
- **Protection spécialisée** : Testé et approuvé pour une utilisation avec des médicaments de chimiothérapie*.



*voir l'emballage du produit pour plus de détails

Recommandé pour

- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Protection contre les allergies au latex de Type I et minimisation des allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens d'un patient standard

TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



MICRO-TOUCH® Protection quotidienne, en toutes circonstances

Les gants d'examen haut de gamme MICRO-TOUCH® sont pensés scientifiquement pour répondre à tous les besoins des professionnels de la santé et intègrent des caractéristiques de pointe : les technologies ergonomiques d'Ansell assurent un port confortable longue durée ; les propriétés de préhension humide préviennent les mauvaises manipulations ; et les films Micro-Thin assurent une sensibilité tactile maximale. Bien préparés et confortablement protégés grâce aux modèles polyvalents MICRO-TOUCH®, les professionnels de la santé sont en mesure de se concentrer sur ce qui compte le plus : leur santé et leur protection, ainsi que celles de leurs patients.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free

Sensibilité tactile élevée

INFORMATIONS DU PRODUIT

| | | | |
|--|--|--|--|
| Matériau | Nitrile | Absence de caoutchouc naturel en latex | Oui |
| Couleur | Bleu | Longueur manchette | Standard |
| Teneur en poudre | Sans poudre | Surface externe du gant | Doigts adhésifs |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5 | Épaisseur paume (mm/mil) | 0.08 / 3.1 |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil) | 0.12 / 4.7 | Prévention des allergies | Latex (Type I), produits chimiques (Type IV) |
| Tailles disponibles | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) | Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine) |
| Stérile | Non | Antistatique | Non testé |
| Longueur du gant | 240 / 9,5 | Segmentation des produits | Sensibilité tactile élevée |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 700101 | 700102 | 700103 | 700104 | 700105 |

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

| | |
|---------------------------|---|
| Conditionnement | 100 gants par boîte 10 boîtes par carton |
| Durée limite de stockage | 3 ans |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |

NORMES ET CERTIFICATIONS

CE 0493, Catégorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Fabriqué sans accélérateurs

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

Amérique du Nord
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854
E-mail :
insidesalesus@ansell.com

Amérique du Sud et Caraïbes
Tél. : +52(442) 296 20 50
E-mail : cslac@ansell.com
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100
E-mail (Brésil) :
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
E-mail : info@ansell.eu

Asie-Pacifique
Tél. : + 603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australie et Nouvelle-Zélande
Tél. : + 61 3 9270 7270
E-mail :
protection@ap.ansell.com