



Cavex Holland BV  
Harmenjansweg 19  
P.O. Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

T +31 23 530 77 00  
F +31 23 535 64 82  
dental@cavex.nl  
www.cavex.nl



#### PRODUCT FEATURES

entièrement  
automatique

prévisible

esthétique

toujours une pâte  
homogène et  
exempte de bulles  
d'air

gain de temps



## Une empreinte parfaite n'est pas un hasard.

### Aperçu des produits

AT521	Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex CA37 Normal Set
AT522	Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex Impressional NS
AT523	Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex ColorChange
AT524	Cavex Alginate Mixer II, avec 10 x 500 g Cavex Orthotrace

Cavex conseille des alginates normal set pour une utilisation dans le Cavex Alginate Mixer. L'appareil mélange de manière très intense, ce qui fait que la vitesse de réaction des composants sera supérieure. L'utilisation du fast set peut entraîner un temps de mise en œuvre trop court pour certains dentistes et certains domaines d'indications.

### Accessoires

AT240	Cavex Alginate Container: avec cuillère de dosage, conditionne la poudre, facile à ouvrir et à fermer.
AT530	Godet mélangeur pour le Cavex Alginate Mixer II
AT511	Spatule en plastique pour le Cavex Alginate Mixer.
AT513	Tige d'agitation en plastique pour le Cavex Alginate Mixer.
AT040	Récipient étanche à l'air et à l'humidité pour la conservation de l'alginate de Cavex.
AT072	Cuillère à poudre Cavex incassable avec manche long et pratique.
AT073	Gobelet à eau Cavex incassable avec quatre traits de mesure, conçu pour l'orthodontie.
AT021	Flacon doseur d'eau Cavex pour un dosage plus facile. Eau toujours à la température ambiante.
HA001	Cavex GreenClean, pH neutre, nettoie les plateaux, les spatules et les instruments.

Sous réserve de modifications du modèle

Les alginates et les accessoires de Cavex sont livrés par votre dépôt dentaire. Pour plus de détails sur la composition du produit et ses applications, vous pouvez prendre contact avec Cavex au +31 23 530 77 00 ou consulter le site [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)

ZYA092F.01



## Cavex Alginate Mixer : ce qui peut arriver de mieux à un conditionnement d'alginate



Les matériaux  
d'empreinte constituent  
le début de nombreux  
traitements en dentis-  
terie. Des empreintes  
de qualité donnent au  
dentiste la con ance  
qu'il faut pour un bon  
résultat nal. Cavex  
propose une ligne  
éprouvée et familière  
d'alginates,  
d'hydrocolloïdes et  
d'accessoires dévelop-  
pés selon les  
exigences de la pratique  
dentaire.  
For dental use only.

CAVEXFOR DENTAL USE ONLY

CAVEXFOR DENTAL USE ONLY

Cavex Holland BV  
P.O. Box 852  
2003 RW Haarlem  
The Netherlands

**Vous n'avez jamais vu une pâte aussi belle et aussi homogène.**

Bien entendu, il y a des assistantes fantastiques dans les cabinets dentaires. Des assistantes qui réussissent à mélanger une pâte d'alginate bien égale, pratiquement sans grumeaux ni bulles d'air.

Mais l'assistante qui veut suivre le Cavex Alginate Mixer risque de se fracturer le poignet. La rotation multiple, extrêmement puissante et rapide à l'intérieur du mixer et cela, dans différentes directions, est impossible à imiter.

Le résultat l'est également. Toujours une pâte identique et homogène, sans matières non mélangées, sans bulles d'air. Sans compter le temps de mélange, qui est de 8 à 12 secondes maximums. Pour un alginate visqueux, le Cavex Alginate Mixer est, bien entendu, tout à fait idéal.

Les connaissances et l'art nécessaires à la réalisation d'une bonne empreinte restent les mêmes. De même que les précautions nécessaires, à savoir conserver l'alginate dans un sachet bien fermé pour le laboratoire.



Et votre assistante? Interrogez-la. Peut-être le Cavex Alginate Mixer est-il aussi ce qui peut lui arriver de mieux.

# D'un travail manuel à grande intensité de main-d'oeuvre à une pression sur un bouton.



## Le Cavex Alginate Mixer, fait pour l'alginate de Cavex.

Le meilleur matériau, l'alginate de Cavex, mérite d'être mélangée parfaitement. Entièrement automatique, le Cavex Alginate Mixer s'inscrit parfaitement dans les efforts déployés par Cavex pour garantir au dentiste la pâte optimale pour une empreinte parfaite.

## De l'incertain vers le certain.

La reproductibilité est une exigence en l'odontologie moderne. Or, un travail artisanal entraîne, dans la pâte, de petites variations qui ont une influence sur la qualité et le temps de durcissement de l'empreinte. Le Cavex Alginate Mixer fait toujours son travail de la même façon. Avec lui, vous en avez la certitude.

## D'un compromis vers une pâte parfaite.

Qui peut éliminer tous les grumeaux de la pâte, sans production de bulles d'air ? Le mélange manuel entraîne souvent un compromis entre ce qui est réalisable et ce qui est acceptable. Avec le Cavex Alginate Mixer, vous éprouvez tout le plaisir que peut apporter une pâte absolument homogène.

## Des minutes qui deviennent des secondes.

Le gain de temps paraît peu élevé, mais il faut le considérer cumulativement. Le processus difficile et fastidieux du mélange est ramené à

un temps qui se compte en secondes. Il en va d'ailleurs de même aussi pour le godet mélangeur en plastique, nettoyé en un tour de main. Vous ou votre assistante pourra très bien utiliser le temps ainsi libéré.

## Du désordre au travail ordonné.

Des spatules, des gobelets de mélange et autres matériels qui traînent, appartiennent désormais au passé. Le Cavex Alginate Mixer peut se placer partout sur une surface de 20x25 cm seulement, reste aussi stable pendant le mélange et présente un aspect ordonné.

## Avec les compliments du laboratoire.

Vous pouvez vous attendre à la réaction du laboratoire, à savoir que vos empreintes fourniront des résultats meilleurs que jamais encore auparavant. Les perles de plâtre n'apparaissent plus lors de la coulée.



## FACTS & FIGURES

### Spécifications techniques de l'Alginate Mixer

Voltage	AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Puissance	220 W
Vitesse de rotation	3.400 tr/min
Minuterie	réglable par secondes 1 - 16 secs
Emplacements de mémoires	Trois réglages programmés 8, 10 et 12 secondes. Programmation personnelle également possible.
Dimensions	L x l x h = 205 x 250 x 285 mm
Poids	16 kg

## De la poudre à la pâte en 10 secondes

Avec le Cavex Alginate Mixer, vous recevez un mode d'emploi étendu. Son fonctionnement est toutefois si simple qu'il peut être expliqué en quelques séquences.



Dosez la quantité de poudre et d'eau selon la prescription.

Agitez légèrement la poudre et l'eau avec la tige de mélange.



Fermez bien le godet mélangeur.

Placez le godet mélangeur fermé et rempli dans le mixer.



Le couvercle est bien fermé ? Appuyer sur le bouton.

Avec la spatule spéciale sur mesure, vous sortez la pâte d'alginate du godet.