

HENRY SCHEIN® MAXIMA™ VOORGESTERILISEERDE HANDVIJLEN

- Voorgesteriliseerd (gesteriliseerd met gammastraling) volgens DIN EN ISO 11137
- Industrieel gereinigd
- Gereed voor gebruik — geen sterilisatie voorafgaand aan eerste gebruik
- Bespaart tijd

Voorgesteriliseerde handvijlen in gemakkelijk te openen blisterverpakkingen, om de steriliteit te waarborgen bij gebruik van een nieuwe vijl. Deze in Duitsland vervaardigde handvijlen zijn vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal voor het effectief vormen van het endokanaal en bieden een superieure snij-efficiëntie. Gladde, scherpe snijranden voor minimaal trauma. De handgrepen hebben een zandlopervorm met het oog op maximale manoeuvreerbaarheid en om vermoeidheid van de vingers te beperken, hebben ISO-kleurcodes en omvatten een endo-aanslag. Een volledig assortiment K-vijlen, Hedstrom-vijlen en ruimers is verkrijgbaar. Lengtes van 21 mm, 25 mm en NU 31 mm kunnen los worden aangeschaft, naast de assortimentsverpakkingen..

- Kunnen 8-10 keer worden gesteriliseerd
- Afzonderlijk verpakt in blisterverpakkingen van elk 6 stuks
- Bescherming van behandelaar, praktijkpersoneel en patiënt
- Vervaardigd in Duitsland

K-vijlen worden gebruikt voor apicale preparatie en kunnen ook worden gebruikt om het hoofdgedeelte van het kanaal te prepareren.

Hedstrom-vijlen worden gebruikt om het occlusale derde deel van het kanaal te verwijderen en de wanden van het geprepareerde kanaal glad te maken.

Ruimers worden gebruikt voor het prepareren van het hoofdgedeelte van het kanaal en het efficiënt verwijderen van tandweefselresten.



HENRY SCHEIN® MAXIMA™ HEDSTROM-VIJLEN



Instrumenten moeten in principe mechanisch (desinfector/ desinfecterende thermodesinfector) worden gereinigd en gedesinfecteerd, niet handmatig. Handmatige procedures, zelfs in combinatie met een ultrasoon bad, mogen alleen worden gebruikt wanneer er geen mechanische methoden beschikbaar zijn, omdat ze aanzienlijk minder efficiënt zijn en de resultaten niet net zo consistent zijn. Ongeacht of er een mechanische of handmatige procedure wordt uitgevoerd, moeten alle instrumenten vooraf worden gereinigd (binnen maximaal 2 uur), indien van toepassing. Voor reiniging en desinfectie: verwijder de aanslag van het instrument.

Opties voor reiniging/desinfectie:

- Thermische desinfectie: reiniging/desinfectie in een desinfector/ desinfecterende thermodesinfector
- Mechanische chemische reiniging/desinfectie
- Handmatige chemische reiniging/desinfectie
- Visuele inspectie, idealiter met een vergroothulpmiddel. Controleer het instrument op organische resten en reinig het zo nodig opnieuw totdat alle resten zijn verwijderd.

Mogelijk hanteren de autoriteiten van het betreffende land specifieke aanbevelingen voor gebruik en sterilisatie van endodontische vijlen.

Hedstrom-vijlen 25mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701274	Hedstrom-vijlen 25mm nr.10
5701276	Hedstrom-vijlen 25mm nr.15
5701277	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 20
5701278	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 25
5701279	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 30
5701280	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 35
5701281	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 40
5701282	Hedstrom-vijlen 25mm nr.45
5701283	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 50
5701284	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 55
5701285	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 60
5701286	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 70
5701287	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 8
5701288	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 80
5701289	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 90
5701275	Hedstrom-vijlen 25mm nr. 100
5701290	Hedstrom-vijlen 25mm, assort. nrs. 15-40
5701291	Hedstrom-vijlen 25mm, assort. nrs. 45-80

Hedstrom-vijlen 21mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701272	Hedstrom-vijl 21mm nr.8
5701294	Hedstrom-vijl 21mm nr.10
5701295	Hedstrom-vijl 21mm nr.15
5701296	Hedstrom-vijl 21mm nr.20
5701297	Hedstrom-vijl 21mm nr.25
5701298	Hedstrom-vijl 21mm nr.30
5701299	Hedstrom-vijl 21mm nr.35
5701300	Hedstrom-vijl 21mm nr.40
5701301	Hedstrom-vijl 21mm nr.45
5701302	Hedstrom-vijl 21mm nr.50
5701303	Hedstrom-vijl 21mm nr.55
5701304	Hedstrom-vijl 21mm nr.60
5701271	Hedstrom-vijl 21mm nr.70
5701273	Hedstrom-vijl 21mm Asst. nr.15-40

Hedstrom-vijlen 31mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
9889994	Hedstrom-vijl 31mm nr.15 NIUW
9889995	Hedstrom-vijl 31mm nr.20 NIUW
9889996	Hedstrom-vijl 31mm nr.25 NIUW
9889997	Hedstrom-vijl 31mm nr.30 NIUW
9889998	Hedstrom-vijl 31mm nr.35 NIUW
9889999	Hedstrom-vijl 31mm nr.40 NIUW
5701292	Hedstrom-vijl 31mm, assort. nrs.15-40
5701293	Hedstrom-vijl 31mm, assort. nrs.45-80

Vorbereitung voor hergebruik volgens DIN EN ISO 17665-1:2006

INSTRUMENTEN/PRODUCT	MATERIAAL	HERGEBRUIK	MOGELIJKE SCHADE ALS GEVOLG VAN HET NIET OPVOLGEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING
Ruimer, K-vijlen, Hedstrom-vijlen	Roestvrij staal en temperatuurbestendig kunststof materiaal	Schone en niet-beschadigde instrumenten kunnen 8-10 keer worden hergebruikt	Barsten in kunststof handgreep of corrosie op werkdeel en/of schacht



HENRY SCHEIN® MAXIMA™ K-VIJLEN

K-vijl 21mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701260	K-vijl 21 mm nr. 06
5701261	K-vijl 21 mm nr. 08
5701262	K-vijl 21 mm nr. 10
5701264	K-vijl 21 mm nr. 15
5701265	K-vijl 21 mm nr. 20
5701266	K-vijl 21 mm nr. 25
5701267	K-vijl 21 mm nr. 30
5701268	K-vijl 21 mm nr. 35
5701269	K-vijl 21 mm nr. 40
5701270	K-vijl 21 mm nr. 45
5701224	K-vijl 21 mm nr. 50
5701225	K-vijl 21 mm nr. 55
5701226	K-vijl 21 mm nr. 60
5701227	K-vijl 21 mm nr. 70
5701228	K-vijl 21 mm nr. 80
5701229	K-vijl 21 mm nr. 90
5701263	K-vijl 21 mm nr. 100
5701230	K-vijl 21 mm, assort. nrs. 10-35
5701231	K-vijl 21 mm, assort. nrs. 40-70

K-vijl 25mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701232	K-vijl 25 mm nr. 06
5701233	K-vijl 25 mm nr. 08
5701234	K-vijl 25 mm nr. 10
5701244	K-vijl 25 mm nr. 15
5701245	K-vijl 25 mm nr. 20
5701246	K-vijl 25 mm nr. 25
5701247	K-vijl 25 mm nr. 30
5701248	K-vijl 25 mm nr. 35
5701249	K-vijl 25 mm nr. 40
5701250	K-vijl 25 mm, assort. nrs. 40-70
5701251	K-vijl 25 mm nr. 45
5701252	K-vijl 25 mm nr. 50
5701253	K-vijl 25 mm nr. 55
5701254	K-vijl 25 mm nr. 60
5701255	K-vijl 25 mm nr. 70
5701256	K-vijl 25 mm nr. 80
5701257	K-vijl 25 mm nr. 90
5701242	K-vijl 25 mm nr. 100
5701243	K-vijl 25 mm, assort. nrs. 10-35

K-vijl 31mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
9889981	K-vijl 31 mm nr. 10 NIEUW
9889982	K-vijl 31 mm nr. 15 NIEUW
9889983	K-vijl 31 mm nr. 20 NIEUW
9889984	K-vijl 31 mm nr. 25 NIEUW
9889985	K-vijl 31 mm nr. 30 NIEUW
9889986	K-vijl 31 mm nr. 35 NIEUW
9889987	K-vijl 31 mm nr. 40 NIEUW
9889988	K-vijl 31 mm nr. 45 NIEUW
9889989	K-vijl 31 mm nr. 50 NIEUW
9889990	K-vijl 31 mm nr. 55 NIEUW
9889991	K-vijl 31 mm nr. 60 NIEUW
5701258	K-vijl 31 mm, assort. nrs. 10-35
5701259	K-vijl 31 mm, assort. nrs. 40-70



HENRY SCHEIN® MAXIMA™ -RUIMERS

Ruimers 21mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701212	Ruimers 21 mm nr. 08
5701213	Ruimers 21 mm nr. 10
5701214	Ruimers 21 mm nr. 15
5701215	Ruimers 21 mm nr. 20
5701216	Ruimers 21 mm nr. 25
5701217	Ruimers 21 mm nr. 30
5701218	Ruimers 21 mm nr. 35
5701219	Ruimers 21 mm nr. 40
5701220	Ruimers 21 mm nr. 45
5701188	Ruimers 21 mm nr. 50
5701189	Ruimers 21 mm nr. 55
5701190	Ruimers 21 mm nr. 60
5701191	Ruimers 21 mm nr. 70
5701192	Ruimers 21 mm nr. 80
5701193	Ruimers 21 mm, assort. nrs. 10-35
5701194	Ruimers 21 mm, assort. nrs. 40-70

Ruimers 25mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701195	Ruimers 25 mm nr. 08
5701196	Ruimers 25 mm nr. 10
5701197	Ruimers 25 mm nr. 100
5701198	Ruimers 25 mm nr. 15
5701199	Ruimers 25 mm nr. 20
5701200	Ruimers 25 mm nr. 25
5701201	Ruimers 25 mm nr. 30
5701202	Ruimers 25 mm nr. 35
5701203	Ruimers 25 mm nr. 40
5701204	Ruimers 25 mm nr. 45
5701205	Ruimers 25 mm nr. 50
5701206	Ruimers 25 mm nr. 55
5701207	Ruimers 25 mm nr. 60
5701208	Ruimers 25 mm nr. 70
5701209	Ruimers 25 mm nr. 80
5701185	Ruimers 25 mm nr. 90
5701186	Ruimers 25 mm, assort. nrs. 10-35
5701187	Ruimers 25 mm, assort. nrs. 40-70

Ruimers 31mm:

ARTIKELCODE	BESCHRIJVING
5701292	Ruimers 31 mm, assort. nrs. 10-35
5701293	Ruimers 31 mm, assort. nrs. 40-70



EXCLUSIEVE MERKEN
EN PRODUCTEN



KWALITEIT WAAROP U
KUNT VERTROUWEN



DOORDACHT
BESPAREN