

**COPTER  
POLISHERS**

**DUURZAME  
POLISHERS  
VOOR DIRECTE  
EN INDIRECTE  
RESTAURATIES**

Speciaal ontworpen voor  
superieur hoogglanspolijsten  
van composiet, hybride  
keramiek en zirkonium.



Bestel vandaag nog op [HENRYSCHEIN.NL](https://www.henryschein.nl)



EXCLUSIEVE MERKEN EN  
PRODUCTEN



KWALITEIT  
WAAROP U KUNT  
VERTROUWEN



DOORDACHT  
BESPAREN

## COPTER POLISHERS COMPOSITE

### Voordelen

- Met diamant geïmpregneerde polishers
- Kleurgecodeerde instrumenten helpen bij het identificeren van het juiste gereedschap voor de polijstfasen
- Behoud van de oppervlaktestructuur
- Minder warmteontwikkeling en uitstekende duurzaamheid



### COPTER COMPOSIT POLISHERS

- Polijststelsel in 2 stappen biedt superieure hoogglanzende afwerkingen op composiet- en hybride keramische materialen
- De met diamant geïmpregneerde, flexibele spiralen maken het gemakkelijker om toegang te krijgen tot alle tandoppervlakken, inclusief moeilijk te bereiken interproximale gebieden
- De rode pre-polishers zijn ontworpen om krassen te verwijderen en eerste glans te creëren, terwijl de blauwe high-polishers een hoogglans eindresultaat creëren.
- Beschikbaar in 2 maten — groot (14 mm) voor de meeste algemene casussen en klein (10 mm) voor meer ingesloten of moeilijk te bereiken gebieden met beperkte toegang
- Autoclaveerbaar
- RA aansluiting



10 mm	10 mm	14 mm	14 mm
Klein	Klein	Groot	Groot
Rood Pre-polish	Blauw High-polish	Rood Pre-polish	Blauw High-polish

PRODUCT	HOEEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Startset	12 per set	988-4956	3 van elk: Small Pre-polish, Small High-polish, Large Pre-polish, Large High-polish
Refill Set Small	6 per verp	988-4955	3 van elk Small Pre-polish, Small High-polish
Refill Set Large	6 per verp	988-4954	3 van elk Large Pre-polish, Large High-polish
Trial Set Small	2 per verp	988-4952	1 van elk Large Pre-polish, Large High-polish
Trial Set Large	2 per verp	988-4953	1 van elk Large Pre-polish, Large High-polish
Refill	3 per verp	988-4957	Small Pre-polish Rood
Refill	3 per verp	988-4958	Large Pre-polish Rood
Refill	3 per verp	988-4959	Small High-polish Blauw
Refill	3 per verp	988-4960	Large High-polish Blauw

### COPTER COMPOSITE POLISHERS SINGLE USE

- Polijststelsel voor eenmalig gebruik in 2 stappen voor composiet en hybride keramische materialen
- De met diamant geïmpregneerde, flexibele spiralen maken het gemakkelijker om toegang te krijgen tot alle tandoppervlakken, inclusief moeilijk te bereiken interproximale gebieden
- Het limoengroene pre-polisher is ontworpen om krassen te verwijderen en eerste glans te creëren, terwijl de grijze high-polisher een hoogglans eindresultaat creëert.
- Klein (10 mm) formaat voor betere toegang tot alle gebieden
- Eenmalig gebruik zorgt voor optimale productprestaties
- RA aansluiting



10 mm	10 mm
Klein	Klein
Limoengroen Pre-polish	Grijs High-polish

PRODUCT	HOEEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Starter Set	50 per set	988-4969	25 van elk: Pre-polish, High-polish
Refill	50 per verp	988-4970	Pre-polish limoengroen
Refill	50 per verp	988-4971	High-polish grijs

## COPTER POLISHERS ZIRCONIA

### COPTER ZIRCONIA POLISHERS

- Polijststelsel in 2 stappen dat speciaal is ontworpen voor zirkoniumrestauraties
- Hoog geconcentreerde diamantimpregnatie zorgt voor verhoogde efficiëntie en voorkomt herhaalde beglazing na retouching
- De oranje pre-polishers zijn ontworpen om krassen te verwijderen en eerste glans te creëren, terwijl de donkerblauwe high-polishers een hoogglans eindresultaat creëren.
- Groot (14 mm) formaat is perfect voor alle casussen
- Gebruikt na slijpen met Copter Zirconium Slijpers
- Autoclaveerbaar
- RA aansluiting



14 mm	14 mm
Groot	Groot
Oranje	Donkerblauw
Medium Pre-polish	Fine High-polish

PRODUCT	HOEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Starterset	6 per set	988-4963	3 van elk: Pre-polish medium, High-polish fine
Refill	3 per verp	988-4964	High-polish donkerblauw
Refill	3 per verp	988-4965	Pre-polish oranje

### COPTER ZIRCONIA GRINDERS – RA SHANK

- Diamant geïmpregneerd, synthetisch gebonden instrument ontworpen voor het aanpassen van zirkoniumrestauraties
- Grote korrel voor hoge schuurkracht met minimale warmteontwikkeling
- 3 vormen bieden veelzijdigheid voor alle behoeften
- Gebruikt vóór het polijsten met Copter Zirconium Polijstelementen
- Autoclaveerbaar
- RA aansluiting



Punt	Cilinder	Schijf
Groen	Groen	Groen
Grof	Grof	Grof

PRODUCT	HOEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Refill	3 per verp	988-4966	Punt
Refill	3 per verp	988-4967	Cilinder
Refill	3 per verp	988-4968	Schijf

### COPTER ZIRKONIUM AANPASSINGSSET

- Volledige set voor intraorale aanpassingen en polijsten van zirkoniumrestauraties
- Autoclaveerbaar
- RA aansluiting

Punt	Cilinder	Schijf	14 mm	14 mm
Groen	Groen	Groen	Groot	Groot
Grof	Grof	Grof	Oranje	Donkerblauw
			Medium Pre-polish	Fine High-polish

PRODUCT	HOEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Set	5 per set	988-4962	1 van elk Copter polishers - Pre-polish medium, High-polish fine; Copter slijpers-punt, cilinder, schijf

### COPTER ZIRCONIA ADJUSTMENT SET

- Volledige set voor extraorale aanpassingen en polijsten van zirkoniumrestauraties
- Autoclaveerbaar
- HP aansluiting

Cilinder	Schijf	14 mm	14 mm
Groen	Groen	Groot	Groot
Grof	Grof	Oranje	Donkerblauw
		Medium Pre-polish	Fine High-polish

PRODUCT	HOEVEELHEID	ARTIKELCODE	BEVAT
Set	4 per set	988-4961	1 van elk Copter polishers- Pre-polish medium, High-polish fine; Copter slijpers-wiel, cilinder