



SafeBasics®

Hoofdsteunhoezen



Kleurrijke
bescherming

LOSER & CO
öfter mal was Gutes...







Medicom® SafeBasics® Headrest Covers verhogen het comfort van de patiënt en beschermen tandartsstoelen tegen beschadiging en slijtage. Zacht, zeer ademend, vloeistofafstotend weefsel/poly-blend materiaal vermindert het risico op kruisbesmetting. Elke patiënt profiteert van deze zichtbare, individuele, op maat gemaakte bescherming.

Extra bescherming voor uw patiënt

De 2-laags papier en polyethyleen ho's zorgen voor een esthetische uitstraling in de behandelkamer. Medicom® SafeBasics® hoofdsteenhoezen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en in twee maten en kunnen worden gecombineerd met andere kleurrijke Medicom-producten zoals slabbetjes voor patiënten en speekselzuigers.



Veilige bescherming – effectieve hygiëne



Hoe bestellen

① +49 [0] 21 71 - 70 66 70
@ info.dental.eu@medicom.com



SafeBasics® Headrest covers

SafeBasics™ Headrest covers

Maten: 25 x 25 cm en 25 x 33 cm

Materiaal: 2-laags papier/polyethyleen

Inhoud: 500 pcs



Wit	Blauw	Roos	Paars	Donker blauw	Groen	Oranje
25 x 25 cm						
3014	3015	3019	3020	3021	3022	3028
25 x 33 cm						
3017	3018	3023	3024	3025	3026	3027

De afbeeldingen kunnen afwijken van het originele product qua kleur etc. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.



Voor meer informatie
bezoek onze website
www.loser.eu

