






OPTIMA Apex Locator

Accuraat

- Nauwkeurigheidsgraad tot 97,71%
- Multi-frequentie apicale positioneringstechnologie is in staat om nauwkeurig te meten, zelfs in aanwezigheid van bloed of achtergebleven pulpa in het wortelkanaal
- Automatische kalibratie: garandeert nauwkeurigheid



bloed of
restpulp

Simpel

- Duidelijk helder LCD-scherm
- Duidelijk geluid met intermitterende pieptonen met verschillende frequenties, afhankelijk van de positie van de apex
- Het geluidsniveau kan worden aangepast en de positie kan worden onderscheiden door het geluid, wat het meten gemakkelijker maakt.

Apicale Stop Instelling

- De positie van de apicale stop alarmfunctie kan vrij worden aangepast aan de klinische behoeften
- Flexibele instelling, tijdige herinnering om de afstand te meten
- Herpositioneer de displaylocatie op 0,5 mm van het apicale foramen

Inhoud inbegrepen:

2 x vijlclip
2 x liphaak
1 x tastsonde
1 x kalibratietester
Alle accessoires zijn
autoclaveerbaar