

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



ZES NIEUWE KLEUREN

ONVERANDERD
INDRUKWEKKENDE POWER

NIEUWE KLEUREN

- Laat uw persoonlijke stijl in de praktijk spreken met een sprankelende, tijdloze kleur

HOOGWAARDIG LUCHTVAARTALUMINIUM

- Het ontwerp uit één stuk is uitzonderlijk duurzaam en zorgt voor uitstekende thermische regulering

GROTERE LENZEN

- Lens van 12,5 mm bedekt elk gebitselement, met behoud van toegankelijkheid en patiëntencomfort

ACCELEROMETERFUNCTIE

- Voor snel en gemakkelijk wisselen tussen uithardings- en lichtdiagnostiekstanden

MULTI-CONFIGURATIE

- Geschikt voor gebruik met of zonder snoer

EENVOUDIGE INTERFACE

- De uithardingsstanden en diagnostische hulpstanden worden aangegeven, bediend en geactiveerd met knoppen aan de boven- en onderkant of door de accelerometerfunctie

CHIPSET MET 12 LEDS

- Levert licht met een hoge intensiteit en een breed spectrum, voor uitstekende uniformiteit, uithardingsdiepte en collimatie van de lichtbundel

5 JAAR GARANTIE

- Met vijf jaar fabrieksgarantie

UITHARDINGSSTANDEN: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | **DIAGNOSTISCHE HULPSTANDEN:** White Light Diagnostic Aid Mode, Black Light Diagnostic Aid Mode

WISSELEN TUSSEN STANDEN


UITHARDINGSSTANDEN: Beweeg de VALO X-polymerisatielamp naar voren met een polsbeweging om toegang te krijgen tot de uithardingsstanden en er tussen te wisselen.



DIAGNOSTISCHE LICHTSTANDEN: Beweeg de VALO X-polymerisatielamp naar opzij met een polsbeweging om toegang te krijgen tot de diagnostische lichtstanden en er tussen te wisselen.

LENSACCESSOIRES

TWEE UITHARDINGSLENZEN



5889

5890

DRIE DIAGNOSTISCHE LENZEN



5891

5892

5893

VALO X Colors Kit –

- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 1 x Diffuser Lens
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter*)

- **6496** HORIZON RED
- **6497** AURORA PINK
- **6498** STARDUST GRAY
- **6499** NEBULA GREEN
- **6519** TWILIGHT BLUE
- **6538** GALAXY PURPLE
- **6539** ONYX BLACK

5973 - VALO X Kit –

- 1 x VALO X-ledpolymerisatielamp
- 5 x extra lenzen
- 2 x oplaadbare batterijen
- 1 x batterijoplader
- 1 x netvoeding (voor batterijoplader of snoeradapter)
- 1 x snoeradapter
- 1 x handstukhouder
- 1 x veiligheidsschermpje
- 1 x proefverpakking beschermhulzen

Accessoires

- 4951** VALO X-batterijoplader
- 4952** Netvoeding met universele stekkers
- 5189** VALO X-netsnoer

- 5437** VALO X-batterijen 2 stuks
- 4665** VALO X-beschermhulzen 100 stuks
- 5898** VALO X-beschermhulzen 600 stuks

*Snoeradapter niet inbegrepen.

