

A close-up photograph of a woman's face. Her eyes are closed, and she has bright pink, glossy lips. A hand with light-colored nail polish is shown, with the fingers gently touching the lower part of her lips. The background is a solid, muted pink.

touch me

feel your passion

carl
martin®
Solingen

FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY
- SINCE 1916 -

LiquidSteel-Passion is onze opmaat naar een nieuw tijdperk van design, ergonomie, scherpte en een lange levensduur van handinstrumenten.

Het speciale HIGH-TECH-STAAL, met een hardheid tot wel 60HRC, kenmerkt zich door de grote bestendigheid tegen slijtage, behoud van het snijvlak en uitzonderlijke bestendigheid tegen corrosie.

Uit uitgebreide materiaaltests in een gecertificeerd laboratorium en reeksen testen in tandartspraktijken en aan universiteiten – zowel nationaal als internationaal – komt een uitstekende longlife performance naar voren. Compleet computergestuurde productie van de werkuiteinden, voor allerhoogste precisie.

Optimale reiniging door de aan onze LiquidSteel-reeks aangepaste gladde oppervlakken.

Het LiquidSteel-Passion-assortiment omvat momenteel onze gangbare GRACEY-curettes – standaard en MICRO, scalers, gebitselementsondes en parodontale sondes, raspatoria, pincetten, wortelheffers, scalpellemmethouders en mondspiegelhandvatten.

Geschikt voor alle gangbare herverwerkingsmethodes. Herverwerking van instrumenten in het downloadgedeelte onder: www.carlmartin.de

LiquidSteel-Passion est le début d'une ère nouvelle de design, ergonomie, tranchant et durabilité d'instruments à main.

L'acier inoxydable spécial de haute qualité avec une trempe jusqu'à 60HRC se distingue extraordinairement par une haute résistance à l'abrasion, tenue à la coupe et résistance à la corrosion.

Tests de matériel dans un laboratoire certifié ainsi que des séries de tests dans des cabinets dentaires et universités - nationalement et internationalement - confirment une performance prolongée excellente. Fabrication complètement informatisée des parties travaillantes pour haute précision.

Nettoyage optimal par des surfaces lisses qui sont adaptées à notre gamme LiquidSteel.

L'assortiment LiquidSteel-Passion contient actuellement nos curettes courantes GRACEY - standard et MICRO, détartreurs, sondes et sondes paro, décolleurs, précelles, élévateurs à racine, manches de bistouri et manches de miroir.

Approprié pour toutes procédures courantes de nettoyage. Manuel de traitement dans la section de téléchargement via: www.carlmartin.de

LIQUID STEEL®

passion

feel your passion



Perfecte combinatie van:

Combinaison parfaite de:



get inspired



GRIP OP ALLES HEBBEN...

...met de nieuwe **Pad3**-greeptuiniek. De speciale uithollingen voor de vingers zorgen voor een geoptimaliseerde haptische ervaring, tactiliteit en goede geleiding van het instrument, met minder krachtsinspanning.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK

TOUT EST BIEN EN MAIN...

... avec la nouvelle technique de prise **Pad3**. Des creux spéciales pour les doigts permettent une haptique optimisée, tactilité et direction sûre de l'instrument à un effort réduit.

BETTER TECHNOLOGY FOR BETTER WORK



HIGH-TECH-roestvrijstaal van zeer grote hardheid. Enorme scherpte, voor een lange gebruiksduur (verlenging van de intervallen tot naslijpen nodig is).

De l'acier inoxydable de haute qualité avec une trempe très haute. Un tranchant énorme pour un travail plus durable (réduction des intervalles d'affutage).

Standaard Gracey-curettes, extreem scherp en met een lange levensduur

Curette de GRACEY, coupantes énormément et durables



GRACEY Micro-Mini-Five – MMF – Curettes

Curette de GRACEY Micro-Mini-Five – MMF



Scalers en curettes, extreem scherp en met een lange levensduur

Instruments à détartrer et Curettes, coupants énormément et durables



Parodontale Set

Paro-Set



LSP3020

Paro-Set in de Steri-Wash-Tray
Inhoud: 3029-CLIP-S6-WE,
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,
LSP972/H6-H7

Paro-Set incl. Plateau Steri-Wash-Tray
Contenu: 3029-CLIP-S6-WE,
LSP972/5-6, 7-8, 11-12, 13-14,
LSP972/H6-H7

Parodontale sondes

Sondes parodontales



LSP974/80
n. WHO
selon O.M.S.

Parodontale sondes Sondes parodontales



LSP974/CP15-P56

Mondspiegelhandvatten Manche à miroir de bouche

Handvat zonder spiegel
manche sans miroir



LSP482
VS-schroefdraad (inch) voor
mondspiegel met cone socket

embout conique, filetage américain



LSP485
Europese schroefdraad, Ø M2,5
filetage européen, Ø M2,5
(dimension du filetage)

Gebitselementsondes Sondes



LSP1081/33
handvat met één uiteinde
simples



LSP1081/EXD5
handvat met twee uiteinden
doubles



LSP1081/56
handvat met één uiteinde
simples



LSP1081/EXD17-23
handvat met twee uiteinden
doubles



LSP1081/EXS3A
handvat met één uiteinde
simples

Raspatoria Rugines



LSP1864/24G
4.0mm/4.0mm
GLICKMAN



LSP1867PR/3
5.0mm/11.0mm
PRICHARD



LSP1868/9
4.5mm/8.5mm
MOLT



LSP1868/89
8.5mm/4.5mm
MALO/BUSER

Scherpe lepels Curettes osseuses



LSP1145/88



LSP1145/84



LSP1142/77SC



LSP1142/78



LSP1142/24S

Sinusliftinstrumenten Instruments Sinus-Lift

Pincetten
Précelles

easytweezy



De stop voorkomt dat het pincet opengaat als er druk op wordt uitgeoefend.

Le « stop-pin » évite l'ouverture de la précelle sous pression.

LSP773C/2

15cm

MERIAM

gecanneerd / striée

LSP773A/2

15cm

COLLEGE

gecanneerd / striée

Voor tandartsen met hoge kwaliteitseisen!
Pour les médecins-dentistes qui exigent beaucoup de la qualité!



Uitstekende kwaliteit!
Qualité exceptionnelle!

LSP773D

15cm

COLLEGE

met diamanten punten /
avec pointes diamantées

Skalpellemmethouders Manches de bistouris



LSP871A/5 voor lemmets/pour lames:
No. 10.11.12.12D.15.15C

LSP871SK
Scalpellemmethandvat met zwenkuiteinde
voor alle gangbare scalpellemets in de maten
10.11.12.12D.15.15C
universeel te gebruiken in de volledige mondholte

manche de bistouri avec tête mobile sert au montage de toutes
les lames de bistouri courantes de taille 10.11.12.12D.15.15C.
A utiliser universellement dans la cavité buccale complète



LIQUIDSTEEL®

passion



feel your passion

LIQUIDSTEEL®

passion

Perfecte ergonomie met onze nieuwe PAD-techniek

Meerdere uithollingen voor het vastpakken zorgen voor optimale aanpassing aan de handpalm en staan een comfortabele geleiding van het instrument toe.

Ergonomie parfaite par notre technique nouvelle PAD

Les creux multiples au manche s'adaptent parfaitement à la paume et permettent une direction confortable de l'instrument.



LSP588 Luxatie-instrument
fijne/smalle werkuiteinden, vlakke
uitholling, half scherp - voor gemakkelijk
binnendringen in de parodontale spleet
met roterende bewegingen

LSP588 instrument pour luxation
parties travaillantes fines/étroites,
courbure plate, semi-coupante - pour une
introduction facile dans la fissure paro-
dontale par mouvement rotatif



LSP589 Wortelheffer
iets steviger werkuiteinden dan LSP588,
voor sterker krachtsinspanning bij hef-
boombewegingen

LSP589 élévateur à racine
parties travaillantes un peu plus fortes
que LSP588 pour un effort plus grand par
mouvement d'élevation



LSP546 Wortelheffer - pijlpunt
gemakkelijk binnendringen in de parodon-
tale spleet, ook interdentaal

LSP546 élévateur à racine - tête de flèche
introduction facile dans la fissure paro-
dontale, aussi interdentaire

Wortelheffer Bernard

Elévateurs Bernard

- slanke en fijne werkuiteinden
- de punt maakt een optimale toegang mogelijk tot de parodontale spleet - ook interdentaal
- de pijlpunt met kleine verdieping zorgt voor een goede rotatie van de hefboom in de parodontale spleet
- door de gehoekte vorm (nr. LSP546/3-A-R en LSP546/3-A-L) is het instrument zeer geschikt voor het achterste gebied
- bouts travaillants élancés et filigranes
- l'extrémité pointue permet un accès optimal dans l'espace alvéolaire et dans l'espace interdentaire
- la pointe acérée avec une légère concavité facilite le mouvement de rotation de l'élévateur dans l'espace alvéolaire
- le modèle à forme en baïonnette (Nr. LSP546/3-A-R et LSP546/3-A-L) convient parfaitement au secteur postérieur



LSP546/3-STR
recht, 3mm
droit, 3mm

LSP546/4-STR
recht, 4mm
droit, 4mm

LSP546/4-CUR
gebogen, 4mm
courbe, 4mm

LSP546/3-A-L
gehoekt, 3mm
coudé, 3mm

LSP546/3-A-R
gehoekt, 3mm
coudé, 3mm



Luxatie-instrument PASSION

Instruments de luxation PASSION

Instrumenten voor het doorsnijden van de ligamenten waarmee een gebitsellement gefixeerd is. Door de zeer vlakke en scherpe vorm van de werkuiteinden, is het mogelijk om op een weefselontzende manier in de parodontale spleet binnen te dringen. Hier wordt het instrument uitsluitend roterend en met een snijdende beweging toegepast, waardoor de tandkas op een weefselontzende manier wordt verwijderd.



Instruments pour sectionner les ligaments/tissus qui possède une lame extra-plate et tranchant. Cela permet une introduction douce dans la fissure parodontale. Là, on l'utilise exclusivement avec des mouvements rotatifs et coupants. L'alvéole sera élargie doucement.



LSP588/2
recht, 2mm
droit, 2mm



LSP588/3
recht, 3mm
droit, 3mm



LSP588/4
recht, 4mm
droit, 4mm



LSP588A/2
gebogen, 2mm
courbe, 2mm



LSP588A/3
gebogen, 3mm
courbe, 3mm



LSP588A/4
gebogen, 4mm
courbe, 4mm



LSP9588
Luxatie-instrument
Set Instruments de luxation
Inhoud/Contenu:
LSP588/2,4 + LSP588A/2,4

Wortelheffer PASSION

Elévateurs PASSION



LSP589/2-STR
recht, 2mm
droit, 2mm



LSP589/3-STR
recht, 3mm
droit, 3mm



LSP589/4-STR
recht, 4mm
droit, 4mm



LSP589A/2-CUR
gebogen, 2mm
courbe, 2mm



LSP589A/3-CUR
gebogen, 3mm
courbe, 3mm



LSP589A/4-CUR
gebogen, 4mm
courbe, 4mm

come and

feel your passion 



Met onze ONLINE-catalogus bent u steeds op de hoogte.

U kunt bestellingen ook snel en betaalbaar doen via onze ONLINE-shop. (Verrekening verloopt alleen via de vakhandel.)

Als fabrikant adviseren wij u ook graag per telefoon of e-mail, via sociale media of met behulp van Teams/Zoom.

Avec notre catalogue en ligne vous êtes à jour constamment.

Vous pouvez commander par notre shop en ligne rapidement et avantageusement (facturation par votre revendeur seulement).

Comme fabricants nous vous conseillons par téléphone, e-mail, réseau social ou Teams/Zoom avec plaisir.



Volledig assortiment
Gamme complète



**carl
martin**
Solingen
FINEST DENTAL INSTRUMENTS
GERMANY

NEUENKAMPER STR. 80 - 86 · D-42657 SOLINGEN · GERMANY

TEL. +49(0)212/81 00 44 · FAX +49(0)212/8 73 45

E-MAIL: INFO@CARLMARTIN.DE · INTERNET: WWW.CARLMARTIN.DE