



*L'hygiène est une condition sine qua non en pratique dentaire. Cavex propose à cet effet des auxiliaires effectifs et efficaces, qui ménagent tant l'individu que l'environnement. Et qui sont soigneusement adaptés aux exigences des dentistes, spécialistes, assistants et techniciens dentaires.*

*For dental use only.*

**Un nouveau liquide désinfectant et nettoyant révolutionnaire pour les empreintes en alginate, en polyéther et en silicone.**

**Sûr, rapide et efficace.**

Le liquide désinfectant Cavex ImpreSafe est idéal pour l'alginate et le silicone. Il détruit efficacement les bactéries, moisissures et virus sans abîmer la surface de l'empreinte. Il s'agit d'un liquide non toxique sans aldéhyde, qui est actif dès 3 minutes. Grâce à cette brève durée de contact, la surface de l'empreinte reste intacte à 100 % ; le résultat final n'en est pas affecté. Pratique, le système ImpreSafe de Cavex comprend 1 litre de Cavex ImpreSafe, un conteneur de désinfection, des sachets zip et un minuteur.



## Cavex ImpreSafe ; liquide nettoyant et désinfectant pour les empreintes en alginate et silicone.

- **Rapide et efficace**

En 3 minutes seulement, Cavex ImpreSafe détruit les bactéries, moisissures et virus. Grâce à la brève durée de contact et à sa composition unique, Cavex ImpreSafe **n'a aucun effet négatif sur la surface de l'empreinte**, contrairement à d'autres liquides désinfectants.

- **Concentré**

Cavex ImpreSafe est un concentré et prend donc peu de place. 30 ml de Cavex ImpreSafe suffisent pour 1 litre de liquide désinfectant (**1 bouteille de Cavex ImpreSafe correspond à 33 litres de liquide désinfectant prêt à l'emploi**). La bouteille est dotée d'un système de dosage facile à utiliser.

- **Sûr**

Cavex ImpreSafe est 100 % sans aldéhyde, il est non toxique, extrêmement sûr à l'emploi et a une odeur neutre agréable.

- **Système complet**

Cavex ImpreSafe est fourni sous forme de système complet. Il comprend 1 litre de liquide désinfectant Cavex ImpreSafe, un conteneur de désinfection, des sachets zip, un minuteur et un protocole.

- **Fiable**

Amplement testé par des laboratoires de premier plan (rapports de tests disponibles sur [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)), Cavex ImpreSafe s'est avéré être un liquide désinfectant fiable et extrêmement efficace. **Ce produit répond aux directives DGHM et aux normes EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14561 et EN 14562.**

Cavex ImpreSafe et les accessoires sont distribués par votre dépôt dentaire.

Pour de plus amples informations, contactez Cavex, +31 23 530 77 00 ou [www.cavex.nl](http://www.cavex.nl)



**Assortiment:**

- HA053** Cavex ImpreSafe Kit de démarrage
- HA050** Cavex ImpreSafe Liquide désinfectant
- HT020** Cavex ImpreSafe Conteneur