

Cavex ScanSpray


Cavex ScanSpray is ontwikkeld om de scanbaarheid van afdrukken te optimaliseren. Omdat Cavex ScanSpray geen olie bevat, is het geschikt voor alle soorten afdruk materiaal. Door toevoeging van titaniumdioxide zijn zelfs de kleinste details duidelijk zichtbaar.



Breng een dun laagje Cavex ScanSpray aan op de afdruk voor een 100% accuraat digitaal model.



De Cavex ScanSpray heeft een spraytijd van ruim 420 seconden.



- Voor een supergedetailleerd digitaal model van de afdruk.
- Geschikt voor alle soorten afdruk materiaal.
- Op poederbasis in plaats van oliebasis, hierdoor heeft het geen invloed op de afdruk.