

NOUVEAU



VISALYS® CEMCORE, LE 2 EN 1 AU TOOOOP

SCELLEMENT & RECONSTITUTION DE MOIGNON



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

VISALYS® CEMCORE – INGÉNIEUSEMENT COMBINÉ

Composite de scellement adhésif
et de reconstitution de moignon à double polymérisation


2IN1

Moins de matériau
Plus économique
Plus de temps



CONNECT TECHNOLOGIE UNIQUE

- pour une liaison optimisée
→ Catalyseur de transfert de phase




STABILITÉ EXCEPTIONNELLE

- avec simultanément une très grande fluidité
→ Agents de réticulation spéciaux


VISALYS® CEMCORE – TIENT SES PROMESSES

Résistance au cisaillement après simple autopolymérisation



Grâce à sa technologie unique **Active-Connect-Technology**, Visalys® CemCore garantit d'excellents résultats d'adhérence.

Absorption d'eau




Une absorption minimale assure une très bonne stabilité dimensionnelle et réduit le risque de fractures des restaurations.

Stabilité



Comparaison directe de Visalys® CemCore et des produits concurrents.

VISALYS® CEMCORE – FIABILITÉ ABSOLUE



**Élimination simple
des excédents**



Peu de composants


- 1 seringue d'automélange, 1 Tooth Primer
1 Restorative Primer
- Pas de mélange nécessaire




Sans bisphénol A



Radio-opaque




En 5 couleurs



VISALYS® CEMCORE – TOP 2 EN 1

Scellement et reconstitution de moignon



Compatible avec tous les matériaux

| Restauration | Matériau | | | | |
|--|---------------|---|--|-------------------|-----------|
| | Métal (noble) | Céramique oxydée (céramique d'oxyde de zirconium et d'oxyde d'aluminium) | Céramique silicatée (céramique feldspathique et vitrocéramique) | Céramique hybride | Composite |
| Facettes | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inlays / onlays / couronnes partielles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Couronnes / bridges | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bridges Maryland | ✓ | ✓ | | | |
| Tenons radiculaires | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Reconstitution indirecte de moignon | ✓ | | | | |

VISALYS® CEMCORE – LA GAMME

| Visalys® CemCore | | |
|--|---|---|
| Starter Pack | Universal (A2/A3) | Seringue d'automélange de 2,5 ml, 2 ml de Tooth Primer, 2 ml de Restorative Primer, Canules de mélange bleues, émoussée / pointue 5 unités, 3 embouts intraoraux, 2 embouts Endo |
| Normal pack | Universal (A2/A3) Opaque Translucent Bleach Dark (A4) | Seringue d'automélange de 5 ml, Canules de mélange bleues, émoussée / pointue 10 unités, 6 embouts intraoraux, 4 embouts Endo |
| Visalys® Tooth Primer | | Flacon de 4 ml |
| Visalys® Restorative Primer | | Flacon de 4 ml |
| Visalys® CemCore Try In Paste | Universal (A2/A3) Opaque Translucent Bleach Dark (A4) | Seringue de 1,4 ml, Canules d'application |



Kettenbach SNC
7, Place de la Gare
57200 Sarreguemines
Téléphone: 0387288616
0387288617
E-Mail: info@kettenbach.fr
www.kettenbach.fr



032781_0220


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent