




# VISALYS<sup>®</sup> TEMP, LA RÉSISTANCE AU TO OP

PROVISOIRE



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent



# VISALYS® TEMP – VRAIMENT BRILLANT

## Matériau provisoire pour couronnes et bridges

Visalys® Temp – pour la réalisation à titre temporaire de couronnes, de couronnes partielles, de bridges, d'inlays, d'onlays et de facettes.

EXTRAORDINAIREMENT HYDROPHILE

AUSSI UTILISABLE POUR LES PROTHÈSES  
PROVISOIRES LONGUE DURÉE

HAUTEMENT POLISSABLE

PRÉPARATION FACILE ET PRÉCISE



SANS BISPHÉNOL A




Distingué par les experts  
« The Dental Advisor »



# VISALYS® TEMP – TRÈS RÉSISTANT AUX CHOCS




## Grande résistance aux chocs



Mesures de l'Université d'Erlangen, conformément à la norme DIN EN ISO 179, DIN 53453

Une grande résistance aux chocs réduit le risque de bris d'une prothèse provisoire en bouche en cas de contraintes masticatoires élevées ou soudaines.

## Durée de préparation et temps de prise



### Indication :

Les durées de préparation concernent les produits qui sont stockés et travaillés à une température de 23 °C / 74 °F et une humidité relative de 50 %. Des températures plus élevées raccourcissent ces durées et des températures plus basses les prolongent.



# VISALYS® TEMP – LA GAMME

## Visalys® Temp

### Normal pack

A1  
A2  
A3  
Cartouche de 50 ml,  
15 embouts mélangeurs bleu orange

### Bonus pack

A2  
A3  
5 cartouches de 50 ml,  
15 embouts mélangeurs bleu orange



Kettenbach SNC  
7, Place de la Gare  
57200 Sarreguemines  
Téléphone: 0387288616  
0387288617  
E-Mail: [info@kettenbach.fr](mailto:info@kettenbach.fr)  
[www.kettenbach.fr](http://www.kettenbach.fr)



032783\_1519

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent