



SafeSeal[®] | Quattro⁴

Sachets et gaines
de stérilisation

Emballage
sûr





Les sachets et gaines de stérilisation Medicom® SafeSeal® Quattro constituent un outil fiable pour un retraitement validé et un stockage sécurisé des matériels stériles. Les deux sont scellés pour permettre une adhérence parfaite de la pellicule et du papier médical. Résistante aux déchirures, la pellicule multicouches en polypropylène et polyéthylène permet de voir facilement le contenu. Les indicateurs internes et externes servent à confirmer les paramètres de stérilisation (temps, température et saturation de vapeur).

SafeSeal® Quattro Sachets de stérilisation

Efficacité maximale! Les sachets de stérilisation auto-scellants Quattro sont disponibles dans une variété de tailles. Remplissez simplement les sachets et fermez-les, en enlevant la bande adhésive et en appuyant sur la languette.



SafeSeal® Quattro Gaines de stérilisation

Les gaines de stérilisation Quattro sont fournies en différentes largeurs qui pourront être coupées selon la taille souhaitée. Scellez simplement une extrémité de la gaine ; après avoir placé les matériels à stériliser, scellez l'autre extrémité. Un dispositif médical à sceller est indispensable.



Caractéristiques et fonctions

Matériaux de qualité

Garantir la stérilité du contenu

Perméabilité

Autorise la pénétration de la vapeur

Drapabilité

S'adapte aux contours du contenu

Résistance aux perforations

Empêche les perforations des instruments pointus

Résistance à la déchirure

Empêche les déchirures

Transparence

Rend le contenu visible et permet la détection des perforations et déchirures

Commande

☎ +49 21 71 - 70 66 70
@ info@loser.eu



 **Medicom**

SafeSeal® | **Quattro** 

Sachets plates de stérilisation – auto-scellant

Packaging

Contenu : 200 pièces



Taille:	57 x 102 mm	70 x 229 mm	89 x 133 mm	89 x 229 mm
N° Art:	88015	88000	88005	88010

Taille:	133 x 254 mm	191 x 330 mm	254 x 356 mm	305 x 432 mm
N° Art:	88025	88030	88035	88040

 **Medicom**

SafeSeal® | **Quattro** 

Gaine de stérilisation plate

Rouleau

Longueur : 200 m



Largeur:	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
N° Art:	9850	9860	9870	9880	9890	98100	98110

Nous nous réservons le droit de corriger les erreurs et de procéder à des ajustements. Les illustrations pourraient varier de celles du produit actuel, au regard de la couleur, etc. Nos conditions générales de vente sont applicables.

