

Désormais avec
nouvelle canule



Calcicur®

Calcicur®

PÂTE D'HYDROXYDE DE CALCIUM PRÊTE À L'EMPLOI


Calcicur® – pâte d'hydroxyde de calcium éprouvée, désormais encore plus pratique à l'emploi

Les préparations d'hydroxyde de calcium jouent un rôle important dans le travail au quotidien du cabinet dentaire. Une excellente qualité de produit et une consistance adaptée au domaine d'utilisation sont indispensables pour une application à proximité de la pulpe ou dans le canal radiculaire.

Calcicur de VOCO est un produit qui répond à toutes les exigences relatives au matériau et qui grâce à la nouvelle canule facilite encore plus la manipulation. Le leader du marché*, Calcicur, qui a conservé sa consistance crémeuse, est livré dans une nouvelle seringue avec canule optimisée.

Calcicur est idéal pour les obturations temporaires de la racine et les désinfections du canal radiculaire, mais aussi pour les coiffages directs et indirects. Les chirurgiens-dentistes qui ont testé dans leur cabinet dentaire le Calcicur avec la nouvelle canule sont très satisfaits. La consistance de la pâte d'hydroxyde de calcium, par exemple, a été jugée « bonne » par 90 % des personnes interrogées.

Grâce à sa finesse, sa souplesse et sa grande flexibilité, la nouvelle canule est idéale pour appliquer Calcicur dans les cavités difficilement accessibles et dans les canaux radiculaires. Doté d'une longueur de 20 mm et d'un diamètre de 0,6 mm à l'extrémité, le nouvel embout transparent est nettement plus confortable à l'emploi. Grâce à la nouvelle canule, une grande majorité des dentistes de conseil s'est déclarée prête à passer d'une application indirecte avec Lentulo à une application directe dans le canal radiculaire.



Pour 86 % des praticiens, la canule a déjà fait ses preuves dans la pratique quotidienne du cabinet, car elle permet une « économie de temps » et un « travail propre et rapide ». Grâce aux ailettes latérales, la nouvelle canule se bloque facilement à l'extrémité de la nouvelle seringue de 2,5 g via Luer Lock. 90 % des testeurs apprécient la facilité d'extraction du produit.

Conclusion : Grâce à la nouvelle canule d'application, le produit éprouvé Calcicur garantit un travail encore plus simple – pour des processus efficaces dans la pratique quotidienne du cabinet.

Source : Test interne effectué par VOCO, 2012

* Segment préparations à l'hydroxyde de calcium / seringues selon le rapport GfK 2011.